

ELEKTRODEN UND ZUBEHÖR KATALOG



Expertise in **M**edical **S**olutions

Version 2025



INHALTSVERZEICHNIS

INFORMATION.....	5
EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR.....	7- 20
REPARATUR VON ECI HAUBEN.....	21-24
HÜTCHENELEKTRODEN	25-28
VERBINDUNGSKABEL.....	29-32
NADELELEKTRODEN	33-38
KLEBEELEKTRODEN	39-44
STIMULATIONSELEKTRODEN	45-50
SCHLAFZUBEHÖR	51-56
PASTEN UND GELE.....	57-60
STARTER PAKETE	61-68
ZUBEHÖR FÜR EMS -GERÄTE.....	69-73
EMG/NCS/EP SURPASS.....	...
ROUTINE EMG/NCS/EP SURPASS LT	...
EEG FÜR FORSCHUNG SIENNA	...
ROUTINE EEG FÜR ÜBERWACHUNG SIENNA ULTIMATE	...
BESTELL-INFORMATION.....	81

INFORMATION

Sehr geehrte KundInnen,

Wir bieten eine breite Palette von Elektroden und Zubehör an. Bitte kontaktieren Sie uns für Artikel, die nicht in diesem Katalog enthalten sind.

Auf Wunsch senden wir Ihnen Herstellerpflegetipps, Benutzerinformationen, Datenblätter und Informationen über die richtigen Sterilisations- und Reinigungsmethoden für wiederverwendbare Produkte.

Wichtige Produktinformationen

zur Anwendung von wiederverwendbaren- und Einweg-Elektroden:

Das Anbringen von Nadelelektroden muss unter ärztlicher Aufsicht von erfahrenem Fachpersonal erfolgen. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, Infektionen, Verluste oder Schäden, die durch die Nadelelektroden verursacht werden.

Verfallsdatum von Einwegartikeln:

Dies ist auf der Verpackung angegeben. Der Hersteller empfiehlt, die Verpackung vor dem Öffnen auf Beschädigungen zu untersuchen.

Das Produkt bleibt bis zum Ablaufdatum des Produkts steril, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist.

Sterilisation:

Neue autoklavierbare Nadelelektroden werden unsteril geliefert. Wiederverwendbare Nadelelektroden müssen vor jeder Verwendung sterilisiert werden. Der Anwender ist für die Wirksamkeit der Sterilisation verantwortlich.

Anmerkung:

Artikel mit Mindesthaltbarkeitsdatum sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers bezüglich der Sterilisation und richtigen Handhabung und Anwendung der Artikel.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

☎ +43 2262 61655 ✉ office@emsbiomed.com

Ihr EMS Biomedical Team



EEG HAUBEN,
BRÜCKENELEKTRODEN
UND ZUBEHÖR



EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

ECI EEG Hauben, Erwachsene/Kinder

Mit standard (7,65mm) oder flachen (5,9mm) Elektrodenhalterungen, mit und ohne Referenzelektrode

Art.-Nr.	Hauben-Größe	Elektr.-Anzahl	Referenz-Elektrode	Elektroden-halterung	Farbe
E1-L	58-62 cm	20	Nein	Standard	Blau
E1-L/TM	58-62 cm	20	Nein	Flach	Blau
E1L/TM+Ref	58-62 cm	21	Ja	Flach	Blau
E1-L/M	56-60 cm	20	Nein	Standard	Blau/Rot
E1-L/M/TM	56-60 cm	20	Nein	Flach	Blau/Rot
E1-L/M/TM+Ref	56-60 cm	21	Ja	Flach	Blau/Rot
E1-M	54-58 cm	20	Nein	Standard	Rot
E1-M/TM	54-58 cm	20	Nein	Flach	Rot
E1-M/TM+Ref	54-58 cm	21	Ja	Flach	Rot
E1-M/S	52-56 cm	20	Nein	Standard	Rot/Gelb
E1-M/S/TM	52-56 cm	20	Nein	Flach	Rot/Gelb
E1-M/S/TM+Ref	52-56 cm	21	Ja	Flach	Rot/Gelb
E1-S	50-54 cm	20	Nein	Standard	Gelb
E1-S/TM	50-54 cm	20	Nein	Flach	Gelb
E1-S/TM+Ref	50-54 cm	21	Ja	Flach	Gelb
E1-S/XS	48-52 cm	20	Nein	Standard	Gelb/Grün
E1-S/XS/TM	48-52 cm	20	Nein	Flach	Gelb/Grün
E1-S/XS/TM+Ref	48-52 cm	21	Ja	Flach	Gelb/Grün
E1-XS	46-50 cm	20	Nein	Standard	Grün
E1-XS/TM	46-50 cm	20	Nein	Flach	Grün
E1-XS/TM+Ref	46-50 cm	21	Ja	Flach	Grün



Elektrodenhalterungen:
Standard: 7,65mm Höhe,
Flach: 5,9mm Höhe

Verwendbar mit:
E2S
E2-Special

Auch verwendbar mit:
CAPCAB2025F26
CAPCAB2125F26

Weitere Ausführungen
auf der nächsten Seite.

EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

ECI EEG Hauben, Kinder/Säuglinge, Standardausführungen (10/11 Elektroden)

Mit standard oder flachen Elektrodenhalterungen, mit u. ohne Referenzelektrode.

Art.-Nr.	Hauben-Größe	Elektr.-Anzahl	Referenz-Elektrode	Elektroden-halterung	Farbe
I1-1/1	48-48 cm	10	Nein	Standard	Hellblau/Grün
I1-1/1/TM	48-48 cm	10	Nein	Flach	Hellblau/Grün
I1-1/1/TM+Ref	48-48 cm	11	Ja	Flach	Hellblau/Grün
I1-1	42-46 cm	10	Nein	Standard	Hellblau
I1-1/TM	42-46 cm	10	Nein	Flach	Hellblau
I1-1/TM+Ref	42-46 cm	11	Ja	Flach	Hellblau
I1-1/2	40-44 cm	10	Nein	Standard	Hellblau/Rosa
I1-1/2/TM	40-44 cm	10	Nein	Flach	Hellblau/Rosa
I1-1/2/TM+Ref	40-44 cm	11	Ja	Flach	Hellblau/Rosa
I1-2	38-42 cm	10	Nein	Standard	Rosa
I1-2/TM	38-42 cm	10	Nein	Flach	Rosa
I1-2/TM+Ref	38-42 cm	11	Ja	Flach	Rosa
I1-2/3	36-40 cm	10	Nein	Standard	Rosa/Braun
I1-2/3/TM	36-40 cm	10	Nein	Flach	Rosa/Braun
I1-2/3/TM+Ref	36-40 cm	11	Ja	Flach	Rosa/Braun
I1-3	34-38 cm	10	Nein	Standard	Braun
I1-3/TM	34-38 cm	10	Nein	Flach	Braun
I1-3/TM+Ref	34-38 cm	11	Ja	Flach	Braun
I1-3/4	32-36 cm	10	Nein	Standard	Braun/Gelb
I1-3/4/TM	32-36 cm	10	Nein	Flach	Braun/Gelb
I1-3/4/TM+Ref	32-36 cm	11	Ja	Flach	Braun/Gelb
I1-4	30-34 cm	10	Nein	Standard	Gelb
I1-4/TM	30-34 cm	10	Nein	Flach	Gelb
I1-4/TM+Ref	30-34 cm	11	Ja	Flach	Gelb
I1-4/5	28-32 cm	10	Nein	Standard	Gelb/Blau
I1-4/5/TM	28-32 cm	10	Nein	Flach	Gelb/Blau
I1-4/5/TM+Ref	28-32 cm	11	Ja	Flach	Gelb/Blau
I1-5	26-30 cm	10	Nein	Standard	Blau
I1-5/TM	26-30 cm	10	Nein	Flach	Blau
I1-5/TM+Ref	26-30 cm	11	Ja	Flach	Blau
I1-5/6	24-28 cm	10	Nein	Standard	Blau/Rot
I1-5/6/TM	24-28 cm	10	Nein	Flach	Blau/Rot
I1-5/6/TM+Ref	24-28 cm	11	Ja	Flach	Blau/Rot
I1-6	22-26 cm	10	Nein	Standard	Rot
I1-6/TM	22-26 cm	10	Nein	Flach	Rot
I1-6/TM+Ref	22-26 cm	11	Ja	Flach	Rot



Elektrodenhalterungen:
Standard: 7,65mm Höhe,
Flach: 5,9mm Höhe

Verwendbar mit:
E2S
E2-Special

Auch verwendbar mit:
CAPCAB2025F26
CAPCAB2125F26

Weitere Ausführungen
auf der nächsten Seite.

EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

ECI EEG Hauben, Kinder/Säuglinge, Sonderausführungen (20/21 Elektroden)

Mit standard oder flachen Elektrodenhalterungen , mit u. ohne Referenzelektrode.

Art.-Nr.	Hauben-Größe	Elektr.-Anzahl	Referenz-Elektrode	Elektroden-halterung	Farbe
I1-1/1/spec	48-48 cm	20	Nein	Standard	Hellblau/Grün
I1-1/1/spec/TM	48-48 cm	20	Nein	Flach	Hellblau/Grün
I1-1/1/spec/TM+Ref	48-48 cm	21	Ja	Flach	Hellblau/Grün
I1-1/spec	42-46 cm	20	Nein	Standard	Hellblau
I1-1/spec/TM	42-46 cm	20	Nein	Flach	Hellblau
I1-1/spec/TM+Ref	42-46 cm	21	Ja	Flach	Hellblau
I1-1/2/spec	40-44 cm	20	Nein	Standard	Hellblau/Rosa
I1-1/2/spec/TM	40-44 cm	20	Nein	Flach	Hellblau/Rosa
I1-1/2/spec/TM+Ref	40-44 cm	21	Ja	Flach	Hellblau/Rosa
I1-2/spec	38-42 cm	20	Nein	Standard	Rosa
I1-2/spec/TM	38-42 cm	20	Nein	Flach	Rosa
I1-2/spec/TM+Ref	38-42 cm	21	Ja	Flach	Rosa
I1-2/3/spec	36-40 cm	20	Nein	Standard	Rosa/Braun
I1-2/3/spec/TM	36-40 cm	20	Nein	Flach	Rosa/Braun
I1-2/3/spec/TM+Ref	36-40 cm	21	Ja	Flach	Rosa/Braun
I1-3/spec	34-38 cm	20	Nein	Standard	Braun
I1-3/spec/TM	34-38 cm	20	Nein	Flach	Braun
I1-3/spec/TM+Ref	34-38 cm	21	Ja	Flach	Braun
I1-3/4/spec	32-36 cm	20	Nein	Standard	Braun/Gelb
I1-3/4/spec/TM	32-36 cm	20	Nein	Flach	Braun/Gelb
I1-3/4/spec/TM+Ref	32-36 cm	21	Ja	Flach	Braun/Gelb
I1-4/spec	30-34 cm	20	Nein	Standard	Gelb
I1-4/spec/TM	30-34 cm	20	Nein	Flach	Gelb
I1-4/spec/TM+Ref	30-34 cm	21	Ja	Flach	Gelb
I1-4/5/spec	28-32 cm	20	Nein	Standard	Gelb/Blau
I1-4/5/spec/TM	28-32 cm	20	Nein	Flach	Gelb/Blau
I1-4/5/spec/TM+Ref	28-32 cm	21	Ja	Flach	Gelb/Blau
I1-5/spec	26-30 cm	20	Nein	Standard	Blau
I1-5/spec/TM	26-30 cm	20	Nein	Flach	Blau
I1-5/spec/TM+Ref	26-30 cm	21	Ja	Flach	Blau
I1-5/6/spec	24-28 cm	20	Nein	Standard	Blau/Rot
I1-5/6/spec/TM	24-28 cm	20	Nein	Flach	Blau/Rot
I1-5/6/spec/TM+Ref	24-28 cm	21	Ja	Flach	Blau/Rot
I1-6/spec	22-26 cm	20	Nein	Standard	Rot
I1-6/spec/TM	22-26 cm	20	Nein	Flach	Rot
I1-6/spec/TM+Ref	22-26 cm	21	Ja	Flach	Rot



Elektrodenhalterungen:
Standard: 7,65mm Höhe,
Flach: 5,9mm Höhe

Verwendbar mit:
E2S
E2-Special

Auch verwendbar mit:
CAPCAB2025F26
CAPCAB2125F26


Weitere Ausführungen
auf der nächsten Seite.

EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

ECI EEG Hauben, Sonderausführungen (32-256 Kanal)

Mit flachen Elektrodenhalterungen, und mit Referenzelektroden A1 und A2

Art.-Nr.	Hauben-Größe	Elektr.-Anzahl	Referenz-Elektrode	Elektroden-halterung	Farbe
E1-SP32-XS	46-50 cm	34	A1 + A2	Flach	Grün
E1-SP32-S	50-54 cm	34	A1 + A2	Flach	Gelb
E1-SP32-M	54-58 cm	34	A1 + A2	Flach	Rot
E1-SP32-L	58-62 cm	34	A1 + A2	Flach	Blau
E1-SP64-XS	46-50 cm	66	A1 + A2	Flach	Grün
E1-SP64-S	50-54 cm	66	A1 + A2	Flach	Gelb
E1-SP64-M	54-58 cm	66	A1 + A2	Flach	Rot
E1-SP64-L	58-62 cm	66	A1 + A2	Flach	Blau
E1-SP128-XS	46-50 cm	130	A1 + A2	Flach	Grün
E1-SP128-S	50-54 cm	130	A1 + A2	Flach	Gelb
E1-SP128-M	54-58 cm	130	A1 + A2	Flach	Rot
E1-SP128-L	58-62 cm	130	A1 + A2	Flach	Blau
E1-SP256-M	54-58 cm	258	A1 + A2	Flach	Rot
E1-SP256-L	58-62 cm	258	A1 + A2	Flach	Blau



Verwendbar mit:
E32S,
E64S,
E128S
EBA-256

ECI Kinnbänder

Elastisches Band mit Druckknöpfen und Klettverschluss, zur Befestigung an der Haube

Art.-Nr.	Länge	Druckknopf	VE
I-23	8,89 cm	Flach	1 Paar
I-5	7,60 cm	Standard	1 Paar
E-23-5	12,7 cm	Standard	1 Paar
E-23-7	17,8 cm	Standard	1 Paar



Empfohlener Zusatzartikel:
E24

ECI Brustgurte

mit Druckknöpfen

Art.-Nr.	Länge	Beschreibung	Druckknopf	VE
I-2	40 cm	Säuglinge	Flach	1 Stk
E-3-SI	72 cm	Säuglinge/Kinder	Flach	1 Stk
E3-S	53 - 76 cm	Small	Standard	1 Stk
E3-M	76 - 111 cm	Medium	Standard	1 Stk
E3-L	112 - 132 cm	Large	Standard	1 Stk



EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

ECI Elektroden Board Adapter

Art.-Nr.	Anschlüsse	Anschluss Elektrodenseite	Anschluss Geräteseite	VE
E2S	20	1,5mm TP	25-pol	1 Stk
E2-Special	21	1,5mm TP	25-pol	1 Stk
E32S	34	1,5mm TP	25-pol	1 Stk
E64S	66	1,5mm TP	25-pol	1 Stk
E128S	130	1,5mm TP	25-pol	1 Stk
EBA-256	258	1,5mm TP	25-pol	1 Stk



ECI Ohrelektroden, Zinn (Sn)

Material: Zinn; für Kinder u. Erwachsene

Art.-Nr.	Ohrelektrode Ø	Kabellänge	Anschluss	VE
E5-6S	6 mm (Kinder)	120 cm	1,5 mm TP	1 Paar
E5-9S	9 mm (Erwachsene)	120 cm	1,5 mm TP	1 Paar



ECI – Spezielles Kopfmaßband, farbkodiert

Art.-Nr.	Länge	Material	Geeignet für:	VE
E-12	62 cm	Polyester	Erwachsene	1 Stk
I-3	46,5 cm	Polyester	Säuglinge	1 Stk



EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

ECI – Schnell einsetzbare Elektrode

Zur Überbrückung einer defekten Haubenelektrode, Zinn (Sn)

Art.-Nr.	Kabellänge	Material	Anschluss	VE
E4S	120 cm	Zinn (Sn)	1,5mm TP	1 Stk



ECI – Einweg Schaumstoffringe

Verhindert Gelaustritt zwischen den Elektroden

Art.-Nr.	Außen Ø	Innen Ø	VE
E-6	3,175 cm	0,635 cm	100 Stk



ECI – Einweg Nadelkit, Stahl, abgestumpft, steril

Setinhalt: 2 abgestumpfte Nadelspitzen, 1 Spritze

Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Füllmenge	VE
E-7	19 mm	1,60 mm (16G)	5 ml (5cc)	1 Set



Nihon Kohden EEG Haube, Universal, wiederverwendbar

Ohne Kinnband, inkl. Ohrklappen, 3 Längs- u. 6 Querschläuche

Art.-Nr.	Außen Ø	Farbe	VE
BE-0007	51-64 cm	Transparent	1 Stk



Nihon Kohden Zubehör

Kinnriemen mit Kinnschale, Brückenelektroden u. Schlauchhalter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Info	VE
BE-0008	Kinnband u. Schale	-	1 Stk
2114-073312	Schlauchhalter für Nihon Kohden EEG Haube		1 Stk



EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

Spesmedica Schröter EEG-Hauben, fixe Größen, wiederverwendbar

PVC Schläuche und Querträger ohne Hohlraum, elastisch, verschleißfest, fixe Größen, inkl. Ohrklappen u. Kinnriemen, mit fixen Löchern.
Erhältlich in Transparent oder Bunt (Blau, Rot, Grün, Gelb).

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Geeignet für	VE
S-HAUBE-16	16 cm	Transparent	Säuglinge	1 Set
S-HAUBE-16F	16 cm	Bunt	Säuglinge	1 Set
S-HAUBE-18	18 cm	Transparent	Säuglinge	1 Set
S-HAUBE-18F	18 cm	Bunt	Säuglinge	1 Set
S-HAUBE-20	20 cm	Transparent	Säuglinge	1 Set
S-HAUBE-20F	20 cm	Bunt	Säuglinge	1 Set
S-HAUBE-22	22 cm	Transparent	Säuglinge	1 Set
S-HAUBE-22F	22 cm	Bunt	Säuglinge	1 Set
S-HAUBE-24	24 cm	Transparent	Kinder/Jugendliche	1 Set
S-HAUBE-24F	24 cm	Bunt	Kinder/Jugendliche	1 Set
S-HAUBE-26	26 cm	Transparent	Kinder/Jugendliche	1 Set
S-HAUBE-26F	26 cm	Bunt	Kinder/Jugendliche	1 Set
S-HAUBE-30	30 cm	Transparent	Jugendliche/Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-30F	30 cm	Bunt	Jugendliche/Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-32	32 cm	Transparent	Jugendliche/Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-32F	32 cm	Bunt	Jugendliche/Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-34	34 cm	Transparent	Jugendliche/Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-34F	34 cm	Bunt	Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-36	36 cm	Transparent	Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-36F	36 cm	Bunt	Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-40	40 cm	Transparent	Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-40F	40 cm	Bunt	Erwachsene	1 Set



EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

Spesmedica Schröter EEG-Hauben, verstellbar, wiederverwendbar

PVC Schläuche und Querstreben ohne Hohlraum, elastisch, verschleißfest fixe Größen, inkl. Ohrklappen u. Kinnriemen, mit verstellbaren Gummiringen. Erhältlich in Transparent oder Bunt (Blau, Rot, Grün, Gelb).

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Geeignet für	VE
S-HAUBE-K	26 cm	Transparent	Kinder/Jugendliche	1 Set
S-HAUBE-K-F	26 cm	Bunt	Kinder/Jugendliche	1 Set
S-HAUBE-M-	30 cm	Transparent	Jugendliche/Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-M-F	30 cm	Bunt	Jugendliche/Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-G	34 cm	Transparent	Erwachsene	1 Set
S-HAUBE-G-F	34 cm	Bunt	Erwachsene	1 Set



Spesmedica EEG MultiCap Soft

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE
MCS-I1	32-36 cm	Blau	1
MCS-I2	28-32 cm	Rot	1
MCS-I3	24-28 cm	Gelb	1
MCS-XS	36-42 cm	Grün	1
MCS-SXS	39-45 cm	Gelb/Grün	1
MCS-S	42-48 cm	Gelb	1
MCS-MS	45-51 cm	Rot/Gelb	1
MCS-M	48-54 cm	Rot	1
MCS-LM	51-57 cm	Blau/Rot	1
MCS-L	54-60 cm	Blau	1
MCS-XLL	57-63 cm	Grün/Blau	1
MCS-XL	60-66 cm	Grün	1

Spesmedica Softhalterung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
SOFTHAN000C	Electrode-house Soft flat	23 Stk.

EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

Spesmedica Einweg EEG Kit

Silikonhaube (Schröter), inkl. 25 Einweg Brückenelektroden, Brückenmaterial: PP; latexfrei;
Elektroden-Material: leitfähiger Kunststoff mit Ag/AgCl Beschichtung,

Art.-Nr.	Größe	Geeignet für	VE
BED-KIT-K	22-26 cm	Kinder	1 Set
BED-KIT-M	26-30 cm	Jugendliche/Erwachsene	1 Set
BED-KIT-G	30-34 cm	Erwachsene	1 Set



Spesmedica Einweg EEG Dispo Cap Netzhaube

Integrierte Elektroden, hoher Tragekomfort durch außenliegende Verkabelung,
Ag/AgCl Elektroden, inkl. 25-pol Stecker

Art.-Nr.	Größe	Elektrodenanzahl	Farbe	VE
DCAPAGMIC21	46-46 cm	21	Pink	1 Set
DCAPAGMAC20	46-54 cm	20	Rot	1 Set
DCAPAGMAC21	46-54 cm	21	Rot	1 Set
DCAPAGLAC20	54-62 cm	20	Blau	1 Set
DCAPAGLAC21	54-62 cm	21	Blau	1 Set



Tytex Einweg EEG Kopfnetz elastisch

Zur Fixierung und zum Schutz der Elektroden und Kabel
Latexfrei, Inkl. Kinnband, weiß.

Art.-Nr.	Größe	Geeignet für	VE
GE-SKK-00KK00-K	Small	Kinder	10 Stk
GE-MKK-00KK00-K	Medium	Jugendliche/Erwachsene	10 Stk
GE-LKK-00KK00-K	Large	Erwachsene	10 Stk
GE-XLKK-00KK00-K	Extra-Large	Erwachsene	10 Stk



EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

Spesmedica Brückenelektroden, gesintert, verwendbar mit S-Hauben, wiederverwendbar

ABS Kunststoffbrücke, mit fest fixiertem System oder mit Schiebesystem, Silber/Silberchlorid (AgCl) mit Goldschraubgewinde (Au), oder Silber/Silberchlorid (AgCl) mit Silberstift (Ag); Universalstecker passend für 2mm Stecker oder Krokodilklemme

Art.-Nr.	Material	System	Geeignet für	Farbe	VE
BEG000P4	AgCl / Au Gewind	Fix	Kinder	Gelb	10 Stk
BEG000P4-H	AgCl / Au Gewind	Fix	Kinder	Gelb	5 Stk
BEG000A2	AgCl / Au Gewind	Fix	Erwachsene	Rot	10 Stk
BEG000A2-H	AgCl / Au Gewind	Fix	Erwachsene	Rot	5 Stk
BEG000A7	AgCl / Au Gewind	Fix	Erwachsene	Blau	10 Stk
BEG000A7-H	AgCl / Au Gewind	Fix	Erwachsene	Blau	5 Stk
BESW000A2	AgCl / Ag Stift	verstellbar	Erwachsene	Rot	10 Stk
BESW000P2	AgCl / Ag Stift	verstellbar	Kinder	Rot	10 Stk



Bezüge und Ringe, Einweg, für Brückenelektroden

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Bezug	Ø Ring	VE
BEZUG-26	Filzbezüge	26 mm	–	100 Stk
BEZUG-28	Filzbezüge	28 mm	–	100 Stk
BEZUG-32	Filzbezüge	32 mm	–	100 Stk
BEZUG-32-2-O	Filzbezüge u. Gummiringe	32 mm	8,5 mm	Je 50 Stk
O-RINGE-68	Gummiringe	–	6,8 mm	100 Stk
O-RINGE-85	Gummiringe	–	8,5 mm	100 Stk



Spesmedica Brückenelektrodenschale

Die Schale für Brückenelektroden dient zum Einlegen der Elektroden in Kochsalzlösung und ist so konzipiert, dass die Elektroden nicht hineinfallen können. Die Schale verfügt über eine kleine Ablagefläche für Bezüge und O-Ringe.

Art.-Nr.	Material	Ø	Inhalt	VE
1323000101	Glas	15 cm	0,5 Liter	1 Stk



EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

Spesmedica Ohrelektroden, wiederverwendbar

Verwendbar als Referenzelektrode, 10mm Elektrodendurchmesser

Art.-Nr.	Material	Kabellänge	Anschluss	VE
EAR1026AG-2	Ag/AgCl	100 cm	1,5 mm TP	1 Paar
EAR1026GO-2	Au	100 cm	1,5 mm TP	1 Paar
EAR1026SO-2	Ag/AgCl	100 cm	1,5 mm TP	1 Paar
EAR1226TO-2	Sn	120 cm	1,5 mm TP	1 Paar



Spesmedica Ersatzteile für Schröterhauben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Material	VE
2401	Halteknopf	2,5 cm x 1,6 mm	Kunststoff	1 Paar
2401-SET	Halteknopf	2,5 cm x 1,6 mm	Kunststoff	10 Stk
2402	Halteknopf	2,5 cm x 1,9 mm	Kunststoff	1 Paar
2402-SET	Halteknopf	2,5 cm x 1,9 mm	Kunststoff	10 Stk
2280	Kopfband	70 x 3 cm	Gummi/latexfrei	1 Stk
2285	Kopfband	36 x 1,4 cm	Gummi/latexfrei	5 Stk
2220	Kinnband	20 x 2 cm	Gummi/latexfrei	1 Stk
2240	Kinnband	40 x 2 cm	Gummi/latexfrei	1 Stk
2101	Ohrkappen	3,7 x 5 cm	Gummi/latexfrei	1 Paar
2102	Ohrkappen	5 x 7 cm	Gummi/latexfrei	1 Paar



Spesmedica Elastisches Kinnband

Zur Befestigung von Medcaps, Sleepcaps, Softcaps und Cupcaps. Weiches und elastisches Material mit Druckknöpfen und Klettverschluss am Kinn;
inkl. 1x Kinnband, 1x Kinnschutz

Art.nr.	Geeignet für	VE
TIRCUFFMENTA	Erwachsene / Jugendliche	1 Set
TIRCUFFMENTP	Jugendliche / Kinder	1 Set
TIRCUFFMENTN	Säuglinge	1 Set



EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

Spesmedica Silikonersatzschläuche für Schröterhauben, wiederverwendbar

Schläuche ohne Hohlraum; Querverstrebungen (Ohr-zu-Ohr) und Längsverstrebungen (Stirn-zu-Hinterkopf) erhältlich in verschiedenen fixen und zuschneidbaren Größen.

Art.-Nr.	Länge	Schlauchposition	Loch-anzahl	Farbe	VE
2366	100 cm	Querverstrebung	-	Transparent	1 Stk
2366-2	200 cm	Querverstrebung	-	Transparent	1 Stk
2366-B	100 cm	Querverstrebung	-	Blau	1 Stk
2366-B-2	200 cm	Querverstrebung	-	Blau	1 Stk
2366-G	100 cm	Querverstrebung	-	Grün	1 Stk
2366-B-2	200 cm	Querverstrebung	-	Grün	1 Stk
2366-R	100 cm	Querverstrebung	-	Rot	1 Stk
2366-R-2	200 cm	Querverstrebung	-	Rot	1 Stk
2366-R-4	400 cm	Querverstrebung	-	Rot	1 Stk
2366-Y	100 cm	Querverstrebung	-	Gelb	1 Stk
2366-Y-2	200 cm	Querverstrebung	-	Gelb	1 Stk
2366-Y-4	400 cm	Querverstrebung	-	Gelb	1 Stk
2306	600 cm	Querverstrebung	-	Transparent	1 Stk
2306-F	200 cm	Querverstrebung	-	Rot/Gelb/Blau	3 Stk
2345	45 cm	Querverstrebung	-	Transparent	12 Stk
2345-F	45 cm	Querverstrebung	-	Rot/Gelb/Blau	4 Stk
2516-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar
2518-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar
2520-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar
2522-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar
2524-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar
2526-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar
2528-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar
2530-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar
2532-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar
2534-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar
2536-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar
2540-6-LR	30 cm	Längsverstrebung	6	Transparent	1 Paar



EEG HAUBEN, BRÜCKENELEKTRODEN UND ZUBEHÖR

Spesmedica Elektroden Board Adapter

Art.-Nr.	Anschlüsse	Anschluss Elektrodenseite	Anschluss Geräteseite	VE
CAPCAB2025F26	20	1,5mm TP	25-pol	1 Stk
CAPCAB2125F26	21	1,5mm TP	25-pol	1 Stk



Elektrodenzöpfe

Verwendbar mit Multi Caps und anderen gleichwertigen Hauben

Art.-Nr.	An- schlüsse	Kabel- länge	Anschluss Geräteseite	Anschluss Elektrodenseite	Material	VE
MZ-DEGM2125-15	21	150 cm	25-pol	1,5mm TP	Gold (Au)	1 Stk
RECES1520S	20	150 cm	25-pol	1,5mm TP	Zinn (Sn)	1 Stk
RECES1521S	21	150 cm	25-pol	1,5mm TP	Zinn (Sn)	1 Stk



EMS – Kopf- u. Körpermaßband


Mit Einrast- u. Einrollfunktion


Art.-Nr.	Länge	Ø	Material	Geeignet für	VE
EMS-MB	150 cm	50 mm	Polyester	Kinder/Erwachsene	1 Stk



*Sie haben das gewünschte Produkt nicht gefunden,
oder haben Fragen zu einem bestimmten Artikel?
Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne.*

REPARATUR
VON
ECI HAUBEN





REPARATUR VON ECI HAUBEN

▪ Reparatur – ECI Hauben

Sie sind bereits im Besitz von ECI Hauben und benötigen eine Reparatur?

Wir helfen Ihnen gerne dabei.

Senden Sie uns Ihre Hauben einfach zu.

Durch den geringeren Aufwand in der Reparaturabwicklung, unter anderem durch den Wegfall des Kostenvoranschlags vor der Reparatur, ist es uns möglich die Pauschale für Sie attraktiv zu gestalten und gleichzeitig die Reparaturzeit zu verringern.

Nach Erhalt wird Ihre Haube überprüft. Sofern die Funktionalität mit einer Reparatur noch empfohlen werden kann, wird die Haube repariert. Sollte die Reparatur bei einer mitgesandten Haube nicht mehr empfohlen oder reparabel sein, wird diese unrepariert an Sie retourniert. Für unreparierte Hauben entstehen keine Überprüfungskosten.

Unsere Reparaturpauschale* pro Haube ermöglicht ein rasches und unkompliziertes Vorgehen des Bearbeitungsvorgangs. In der Pauschale inbegriffen sind Fehlerdiagnose, Überprüfung, Arbeitszeit und Material.

Die Retournierung erfolgt – auch bei nicht durchgeführter Reparatur – zzgl. Versandkosten.

Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie uns einfach.


Wir sind bemüht Ihre Anfragen rasch und effizient zu beantworten.

support@emsbiomed.com


+43 226261655-0

**Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen auf Anfrage zu,
oder beantworten Ihre Fragen auch gerne telefonisch.*





HÜTCHENELEKTRODEN



HÜTCHENELEKTRODEN

Hütchenelektroden mit Kabel, wiederverwendbar

weiches Silikon- od. Teflonkabel,

Material in Silber (Ag), Gold (Au), od. Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)

Art.-Nr.	Kabel- länge	Material	Elektrode Ø	Stecker	Farbe	VE
DESM102600	100 cm	Ag	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DESM152600	150 cm	Ag	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DESM252600	250 cm	Ag	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DESM102670	100 cm	Ag	10 mm	1,5 mm TP	Blau	10 Stk
DEGM102600	100 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DEGM152600	150 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DEGM252600	250 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DAGM102600	100 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DAGM152600	150 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DAGM252600	250 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DGGOAT122600	120 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DGGOAT152600	150 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DGGOAT182600	180 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DGGOAT202600	200 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DAGD102600	100 cm	Ag/AgCl	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DAGD152600	150 cm	Ag/AgCl	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
DAGD252600	250 cm	Ag/AgCl	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk

Hütchenelektroden ohne Kabel, wiederverwendbar

Ohne Kabel

Art.-Nr.	Elektrode Ø	Material	VE
DAGD00000	10 mm	Ag/AgCl	500Stk



Passendes Kabel:
DECS102600

HÜTCHENELEKTRODEN

Hütchenelektroden mit Kabel, wiederverwendbar

weiches Silikon Teflonkabel,

Material in Silber (Ag), Gold (Au), od. Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)

Erhältliche Kabeltypen: Teflon/geringes Gewicht (G/T); Silikon/verhedderungsfrei (S/V)

Art.-Nr.	Kabel-länge	Kabeltyp	Material	Elektrode Ø	Stecker	Farbe	VE
FE5GH-48	122 cm	G/T	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
FE5GH-60	152 cm	G/T	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
FE5GH-72	182 cm	G/T	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
FE6GH-48	122 cm	G/T	Au	6 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
FE5SH-48	122 cm	G/T	Ag	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
FE5SH-72	183 cm	G/T	Ag	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
FSE5GH-60	152 cm	S/V	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk

Hütchenelektroden mit Kabel, wiederverwendbar

Material in Silber (Ag), Gold (Au), od. Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)

Art.-Nr.	Kabel-länge	Material	Elektrode Ø	Stecker	Farbe	VE
TE/C12-434	100 cm	Ag	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C12-634	150 cm	Ag	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C12-834	200 cm	Ag	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C12-934	250 cm	Ag	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C14-434	100 cm	Ag	6 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C14-634	150 cm	Ag	6 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C14-834	200 cm	Ag	6 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C32-434	100 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C32-634	150 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C32-834	200 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C32-934	250 cm	Au	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C34-434	100 cm	Au	6 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C34-634	150 cm	Au	6 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C34-834	200 cm	Au	6 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C22-434/99	100 cm	Ag/AgCl	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C22-634/99	150 cm	Ag/AgCl	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C22-834/99	200 cm	Ag/AgCl	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C22-934/99	250 cm	Ag/AgCl	10 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk
TE/C24-634/99	150 cm	Ag/AgCl	6 mm	1,5 mm TP	Farbmix	12 Stk



HÜTCHENELEKTRODEN

Hütchenelektroden mit Kabel, Sinter, wiederverwendbar

Gesinterte Elektrode im isolierenden Material.

Art.-Nr.	Kabel- länge	Material	Elektroden- größe	Stecker	Farbe	VE
Q52-426-B	100 cm	gesintert Ag/AgCl	14 x 6 mm	1,5 mm DIN	Weiß	12 Stk
Q52-626-B	150 cm	gesintert Ag/AgCl	14 x 6 mm	1,5 mm DIN	Weiß	12 Stk
Q52-826-B	250 cm	gesintert Ag/AgCl	14 x 6 mm	1,5 mm DIN	Weiß	12 Stk




Kleberinge für Sinterelektroden, Einweg

Art.-Nr.	Größe	VE
AR00200800	20 x 8 mm	500 Stk
AR00301000	30 x 10 mm	500 Stk



VERBINDUNGSKABEL



VERBINDUNGSKABEL

Adapterkabel

Art.-Nr.	Kabellänge	Elektrodenseite	Geräteseite	VE
1003SNAP71F	100 cm, geschirmt, bipolar	3x Druckknopf	5-pol DIN	1 Stk
1003SNAP26F	100 cm, geschirmt, bipolar	3x Druckknopf	Ø 1,5 mm	1 Stk
1003MED71F	100 cm, geschirmt, bipolar	3x Stift 0,7mm	5-pol DIN	1 Stk
1003MED26F	100 cm, geschirmt, bipolar	3x Stift 0,7mm	Ø 1,5 mm	1 Stk
1003DIN71F	100 cm, geschirmt, bipolar	3x 1,5 mm TP	5-pol DIN	1 Stk
1003DIN26F	100 cm, geschirmt, bipolar	3x 1,5 mm TP	Ø 1,5 mm	1 Stk
1002SNAP71F	100 cm, geschirmt, bipolar	2x Druckknopf	5-pol DIN	1 Stk
1002SNAP26F	100 cm, geschirmt, bipolar	2x Druckknopf	Ø 1,5 mm	1 Stk
1002MED71F	100 cm, geschirmt, bipolar	2x 0,7 mm Stift	5-pol DIN	1 Stk
1002MED26F	100 cm, geschirmt, bipolar	2x 0,7 mm Stift	Ø 1,5 mm	1 Stk
1002DIN71F	100 cm, geschirmt, bipolar	2x 1,5 mm TP	5-pol DIN	1 Stk
1002DIN26F	100 cm, geschirmt, bipolar	2x 1,5 mm TP	Ø 1,5 mm	1 Stk
1002P1N71F	100 cm, geschirmt, bipolar	2x 1 mm Pin	5-pol DIN	1 Stk
1002P1N26F	100 cm, geschirmt, bipolar	2x 1 mm Pin	Ø 1,5 mm	1 Stk
10000NNHF3	100 cm	-für MYOLINE-	5- pol DIN	1 Stk
9013C0014	150 cm	Pogo Pin	5- pol DIN	1 Stk
9013C0112	100 cm	2x 0,7 mm Stift	5-pol DIN	1 Stk
9013C0122	100 cm	2x 0,7 mm Stift	5-pol DIN	1 Stk
155122	120 cm	2x 0,7 mm Stift	5-pol DIN	1 Stk



Verbindungskabel Buchse auf Buchse

Art.-Nr.	Kabellänge	Stecker	Farbe	VE
MNC10DDINS	100 cm, ungeschirmt	1,5 mm Pin auf 1,5mm TP	Farbmix	10 Stk
MNC10MEDDINS	100 cm	0,7 mm Pin auf 1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
MNC10PDINS	100 cm	1 mm Pin auf 1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
MNC15DDINS	150 cm, ungeschirmt	1,5 mm Pin auf 1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
MNC15PDINS	150 cm	1 mm Pin auf 1,5 mm	Farbmix	10 Stk
MNC20DDINS	200 cm, ungeschirmt	1,5 mm Pin auf 1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
MNC20PDINS	200 cm	1 mm Pin auf 1,5 mm	Farbmix	10 Stk
KR4BDINR-15-MD	150 cm	4 mm Pin auf 1,5mm TP	Rot	1 Stk
KR4BDINS-15-MD	150 cm	4 mm Pin auf 1,5mm TP	Schwarz	1 Stk
BEC122641S	120 cm	4 mm Pin auf 1,5mm TP	Farbmix	10 Stk




VERBINDUNGSKABEL

Verbindungskabel, Stecker auf Buchse

In Silber (Ag), oder Gold (Au)

Art.-Nr.	Kabellänge	Elektroden-seite	Geräte-seite	Material	Farbe	VE
BEC10232651A	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Ag	Schwarz	10 Stk
BEC10232652A	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Ag	Rot	10 Stk
BEC10232653A	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Ag	Grün	10 Stk
BEC10232654A	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Ag	Gelb	10 Stk
BEC10232657A	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Ag	Blau	10 Stk
BEC13232655A	130 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Ag	Weiß	10 Stk
BEC1023265S	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Au	Farbmix	10 Stk
BEC1023265S/10	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Au	Farbmix	10 Stk
BEC10232651	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Au	Schwarz	10 Stk
BEC10232652	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Au	Rot	10 Stk
BEC10232653	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Au	Grün	10 Stk
BEC10232654	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Au	Gelb	10 Stk
BEC10232657	100 cm	2 mm	1,5 mm DIN	Au	Blau	10 Stk



Krokodilklemmkabel

Art.-Nr.	Kabellänge	Elektroden-seite	Geräte-seite	Farbe	VE
BEC1226C1GS	120 cm, geschirmt	1x Isoliert	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
BEC1026C2GS	100 cm	1x	1,5 mm TP	Rot	10 Stk
BEC1026C1GS	100 cm	1x	1,5 mm TP	Schwarz	10 Stk
KRKKDINR-10-MD	100 cm	1x Klemme	1,5 mm TP	Rot	1 Stk
KRKKDINS-10-MD	100 cm	1x Klemme	1,5 mm TP	Schwarz	1 Stk
1002CROC26F	100 cm, geschirmt	2x isoliert	1,5 mm TP		1 Stk
1002CROC71F	100 cm, geschirmt	2x isoliert	5-pol DIN		1 Stk
1003CROC26F	100 cm, geschirmt	3x isoliert	Ø 1,5 mm		1 Stk
1003CROC71F	100 cm, geschirmt	3x isoliert	5-pol DIN		1 Stk
9013C0232	100 cm		5-pol 270°		3 Stk



VERBINDUNGSKABEL

Druckknopfkabel für Erdungsbänder GDRG*

Art.-Nr.	Kabellänge	Stecker	VE
SGKR-626	150 cm	1,5mm TP	1 Stk

Kabel für Hütchenelektroden (DCAP)

Art.-Nr.	Kabellänge	Stecker	VE
DECS102600	100 cm	1,5mm TP	10 Stk
DECS152600	150 cm	1,5mm TP	10 Stk
DECS252600	200 cm	1,5mm TP	10 Stk

Druckknopfkabel

Art.-Nr.	Kabellänge	Stecker	Farbe	VE
LEAD102633	100 cm	1,5 mm TP	Grün	10 Stk
LEAD102622	100 cm	1,5 mm TP	Rot	10 Stk
LEAD102611	100 cm	1,5 mm TP	Schwarz	10 Stk
LEAD102677	100 cm	1,5 mm TP	Braun	10 Stk
LEAD1026S0F	100 cm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
LEAD152633	150 cm	1,5 mm TP	Grün	10 Stk
LEAD152622	150 cm	1,5 mm TP	Rot	10 Stk
LEAD152611	150 cm	1,5 mm TP	Schwarz	10 Stk
LEAD152644	150 cm	1,5 mm TP	Gelb	10 Stk
LEAD1526S0F	150 cm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk
LEAD202611	200 cm	1,5 mm TP	Schwarz	10 Stk
LEAD202633	200 cm	1,5 mm TP	Grün	10 Stk
LEAD2026S0F	200 cm	1,5 mm TP	Farbmix	10 Stk

Verbindungskabel für Pudendalelektrode

Für Art.nr. PUD0001

Art.-Nr.	Kabellänge	Geräteseite	Elektrodenseite	VE
2001PUD7126SH	200 cm	5-pol DIN	2x 1,5 mm TP	1 Stk
2001PUD7171SH	200 cm	5-pol DIN	2x 5-pol DIN	1 Stk



NADELELEKTRODEN



NADELELEKTRODEN

EMG Einweg MYOLINE XP Konzentrische Nadelelektroden

Stahl, ergonomischer Griff mit Flächenindikatormarkierung

Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Farbe	VE
D039035205	20 mm	0,35 mm	Weiß	25 Stk
D0390302511	25 mm	0,30 mm	Violett	25 Stk
D039035302	30 mm	0,35 mm	Rot	25 Stk
D0390453010	30 mm	0,45 mm	Orange	25 Stk
D039035408	40 mm	0,35 mm	Grau	25 Stk
D039035503	50 mm	0,35 mm	Grün	25 Stk
D039045401	40 mm	0,45 mm	Schwarz	25 Stk
D039045504	50 mm	0,45 mm	Gelb	25 Stk
D039050607	60 mm	0,50 mm	Blau	25 Stk
D039060706	70 mm	0,60 mm	Braun	25 Stk



Passendes Kabel:
10000NNHF3

EMG Einweg TECA ELITE konzentrische Nadel

Beschichtete Edelstahlkanüle, steril

Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Farbe	VE
S53153	25 mm	0,30 mm	Rot	25 Stk
S53155	25 mm	0,46 mm	Gelb	25 Stk
S53156	37 mm	0,46 mm	Grün	25 Stk
S53158	50 mm	0,46 mm	Blau	25 Stk
S53159	75 mm	0,64 mm	Violett	25 Stk



Passendes Kabel:
X21001

EMG konzentrische Einweg Dantec DCN Nadelelektroden

Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Farbe	VE
9013S0012	25 mm	0,30 mm	Orange	25 Stk
9013S0022	25 mm	0,46 mm	Grün	25 Stk
9013S0032	37 mm	0,46 mm	Blau	25 Stk
9013S0042	50 mm	0,46 mm	Rot	25 Stk
9013S0052	75 mm	0,64 mm	Gelb	25 Stk



Passender Artikel:
9013C0014

NADELELEKTRODEN

EMG Einweg BO-TECT MIOBOT Nadelelektroden (Botoxnadeln)

Zur Verwendung mit Botulinum. Kann mit herkömmlicher Injektionsnadelspritze mit Luer Lock-Aufsatz verwendet werden. Isolierte Kanüle mit Ausnahme der Spitze.

Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Kabellänge	Farbe	VE
MIOBOT2530	25 mm	0,30 mm	76 cm	Blau	10 Stk
MIOBOT2540	25 mm	0,40 mm	76 cm	Grün	10 Stk
MIOBOT3745	37 mm	0,45 mm	76 cm	Rosa	10 Stk
MIOBOT5050	50 mm	0,50 mm	76 cm	Weiß	10 Stk
MIOBOT7570	75 mm	0,70 mm	76 cm	Grau	10 Stk



EMG Neuroline Inoject TM Einweg-Nadelelektrode (Botoxnadeln)


Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Kabel- länge	Stecker	Farbe	VE
M74425-30/10	25 mm	0,30 mm (30 G)	76 cm	1,5mm TP	Dunkelgrau	10 Stk
M74430-36/10	30 mm	0,36 mm (28 G)	76 cm	1,5mm TP	Violett	10 Stk
M74435-40/10	35 mm	0,40 mm (27 G)	76 cm	1,5mm TP	Blau	10 Stk
M74438-45/10	38 mm	0,45 mm (26 G)	76 cm	1,5mm TP	Grün	10 Stk
M74450-50/10	50 mm	0,50 mm (25 G)	76 cm	1,5mm TP	Gelb	10 Stk
M74475-55/10	75 mm	0,55 mm (24 G)	76 cm	1,5mm TP	Rot	10 Stk



EMG Einweg Einzelfaser Nadelelektrode

Innenleiter aus Stahl

Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Ableitfl. mm ²	VE
DSFN380452506	25 mm	0,45 mm	0,0005	5 Stk
DSFN380453707	37 mm	0,45 mm	0,0005	5 Stk



Passendes Kabel:
10000NNHF3

NADELELEKTRODEN

IOM Einweg Subdermale Paar Nadelelektroden

Art.-Nr.	Nadel-länge	Nadel Ø	Elektroden-Abstand	Kabel-länge	Farbe	VE
TFDN351301	13 mm	0,35 mm	2,5 mm	150 cm	Gelb	10 Stk
TFDN451801	18 mm	0,45 mm	5 mm	150 cm	Weiß	10 Stk

IOM Einweg Subdermale Nadelelektrode

Stahl, konzentrischer Schliff, Farbmix: 6x4 Farben: 

Art.-Nr.	Nadel-länge	Nadel Ø	Kabel-länge	Stecker	VE
MN2013D10S	13 mm	0,20 mm	100 cm	1,5mm TP	24 Stk
MN2013D15S	13 mm	0,20 mm	150 cm	1,5mm TP	24 Stk
MN4013D10S	13 mm	0,40 mm	100 cm	1,5mm TP	24 Stk
MN4013D15S	13 mm	0,40 mm	150 cm	1,5mm TP	24 Stk
MN4013D25S	13 mm	0,40 mm	250 cm	1,5mm TP	24 Stk



IOM Einweg Subdermale Nadelelektrode

Stahl, 2-adrig, verdrehtes Kabel, Farbmix: 5x5 Farben: 

Art.-Nr.	Nadel-länge	Nadel Ø	Kabel-länge	Stecker	VE
MN2013D10A/S	13 mm	0,20 mm	100 cm	1,5mm TP	20 Paar
MN2013D15A/S	13 mm	0,20 mm	150 cm	1,5mm TP	20 Paar
MN2013D25A/S	13 mm	0,20mm	250 cm	1,5mm TP	20 Paar
MN4013D10A/S	13 mm	0,40 mm	100 cm	1,5mm TP	20 Paar
MN4013D15A/S	13 mm	0,40 mm	150 cm	1,5mm TP	20 Paar
MN4013D25A/S	13 mm	0,40 mm	250 cm	1,5mm TP	20 Paar



NADELELEKTRODEN

EP Einweg Subdermal Nadelelektrode

Stahl

Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Kabellänge	Stecker	VE
MN3512P105	12 mm	0,35 mm	8 cm	1 mrr	5 x 5 Stk
MN3512P817	12 mm	0,35 mm	8 cm	0,7 mrr	5 x 5 Stk
MN3512P827	12 mm	0,35 mm	8 cm	0,7 mrr	25 x 1 Stk
MN3512P125	12 mm	0,35 mm	8 cm	1 mrr	25 x 1 Stk




Passende Kabel:
MNC10PDINS
MNC15PDINS,
MNC10MEDDINS

IOM Neurodart Einweg Subdermale Nadelelektrode

Stahl

Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Kabellänge	Stecker	Farbe	VE
MN4013D101	13 mm	0,40 mm	100 cm	1,5mm TP	Schwarz	25 Stk
MN4013D102	13 mm	0,40 mm	100 cm	1,5mm TP	Rot	25 Stk
MN4013D103	13 mm	0,40 mm	100 cm	1,5mm TP	Grün	25 Stk
MN4013D104	13 mm	0,40 mm	100 cm	1,5mm TP	Gelb	25 Stk
MN4013D105	13 mm	0,40 mm	100 cm	1,5mm TP	Weiß	25 Stk
MN4013D151	13 mm	0,40 mm	150 cm	1,5mm TP	Schwarz	25 Stk
MN4013D152	13 mm	0,40 mm	150 cm	1,5mm TP	Rot	25 Stk
MN4013D153	13 mm	0,40 mm	150 cm	1,5mm TP	Grün	25 Stk
MN4013D154	13 mm	0,40 mm	150 cm	1,5mm TP	Gelb	25 Stk
MN4013D155	13 mm	0,40 mm	150 cm	1,5mm TP	Weiß	25 Stk



NADELELEKTRODEN

Einweg Subdermal Nadelelektroden

rostfreier Stahl, 5x5 Farben 

Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Kabellänge	Stecker	VE
TE/S43-438	13 mm	0,40 mm	100 cm	1,5mm TP	25 Stk
TE/S43-638	25 mm	0,46 mm	150 cm	1,5mm TP	25 Stk
TE/S43-838	37 mm	0,46 mm	200 cm	1,5mm TP	25 Stk
TE/S43-938	50 mm	0,46 mm	250 cm	1,5mm TP	25 Stk



IOM MRI Einweg Subdermal Nadelelektroden

Stahl

Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Kabellänge	Stecker	VE
MN4013D15SMRI	13 mm	0,40 mm	150 cm	1,5mm TP	24 Stk



IOM MRI Einweg Subdermal Nadelelektroden (Korkenzieherelektrode)

Stahl, mit u. ohne Schirm, Farbmix: 

Art.-Nr.	Nadel-länge	Nadel Ø	Abdeckun	Kabel-länge	Stecker	VE
MNCSC610DS	3,8 mm	0,60 mm	Ja	100 cm	1,5mm TP	24 Stk
MNCSC615DS	3,8 mm	0,60 mm	Ja	150 cm	1,5mm TP	24 Stk
MNCSC625DS	3,8 mm	0,60 mm	Ja	250 cm	1,5mm TP	24 Stk
MNCS0610DS	3,8 mm	0,60 mm	Nein	100 cm	1,5mm TP	24 Stk
MNCS0615DS	3,8 mm	0,60 mm	Nein	150 cm	1,5mm TP	24 Stk
MNCS0625DS	3,8 mm	0,60 mm	Nein	250 cm	1,5mm TP	24 Stk



EP Einweg IOM MRI Subdermal Hakennadelelektrode

Stahl, Winkel: 135°

Art.-Nr.	Nadellänge	Nadel Ø	Kabellänge	Stecker	VE
MN4013HD10S	13 mm	0,40 mm	100 cm	1,5mm TP	24 Stk
MN4013HD15S	13 mm	0,40 mm	150 cm	1,5mm TP	24 Stk



KLEBEELEKTRODEN



KLEBEELEKTRODEN

EP Einweg vorgelierte Oberflächenklebeelektroden, Ag/AgCl

Selbstklebend; mehrmalige Neupositionierung möglich

Art.-Nr.	Kabellänge	Elektroden- Ø	Stecker	VE
CDEO206026	60 cm	20 mm	1,5 mm DIN	40x3 Stk
CDEO201526	150 cm	20 mm	1,5 mm DIN	40x3 Stk
CDEO241026	100 cm	24 mm	1,5 mm DIN	40x3 Stk
CDEO241526	150 cm	24 mm	1,5 mm DIN	40x3 Stk



EKG Einweg vorgelierte Oberflächenklebeelektrode, Ag/AgCl, Radioluzent

Selbstklebend; Solid-Gel-Beschichtung; zum Röntgen geeignet

Art.-Nr.	Kabellänge	Elektroden- Ø	Stecker	VE
CDER246026	60 cm	24 mm	1,5 mm DIN	40x3 Stk
CMSR-BBCANSRT	50 cm	23x23 mm	1,5 mm DIN	150 Stk



NCS Einweg vorgelierte Klebeelektroden, Ag/AgCl

Selbstklebend, hochwertiger Sensor und hohe Gebrauchsfestigkeit.

Art.-Nr.	Kabellänge	Elektrodengröße	Stecker	VE
DENIB00807	8 cm	28 x 20 mm	0,7 mm Pin	20x6 Stk
DENIB10026	100 cm	28 x 20 mm	1,5mm DIN	20x6 Stk
DENIB15026	150 cm	28 x 20 mm	1,5mm DIN	20x6 Stk
DENIB25026	250 cm	28 x 20 mm	1,5mm DIN	20x6 Stk



KLEBEELEKTRODEN

PSG Einweg vorgelierte Klebeelektroden, Ag/AgCl

Selbstklebend, für Schlaf- bzw. Langzeitaufnahmen

Art.-Nr.	Kabellänge	Elektrodengröße	Stecker	VE
DENIF10026	100 cm	30 x 22 cm	1,5mm DIN	20x6 Stk
DENIF15026	150 cm	30 x 22 cm	1,5mm DIN	20x6 Stk
DENIF25026	250 cm	30 x 22 cm	1,5mm DIN	20x6 Stk

EP Einweg vorgelierte Klebeelektroden, Ag/AgCl

Selbstklebend, für Langzeitaufnahmen geeignet, mehrmalige Neupositionierung möglich

Art. Nr.	Kabellänge	Elektrodengröße	Stecker	VE
DENIS00807	8 cm	15 x 20 mm	0,7 mm Pin	20 x 20 Stk
DENIS01526	15 cm	15 x 20 mm	1,5 mm DIN	20 x 20 Stk
DENIS06026	60 cm	15 x 20 mm	1,5 mm DIN	20 x 20 Stk
DENIS10026	100 cm	15 x 20 mm	1,5 mm DIN	20 x 20 Stk
DENIS15026	150 cm	15 x 20 mm	1,5 mm DIN	20 x 20 Stk
DENIS25026	250 cm	15 x 20 mm	1,5 mm DIN	20 x 20 Stk
DENIL00807	8 cm	20 x 25 mm	0,7 mm Pin	20 x 20 Stk
DENIL01526	15 cm	20 x 25 mm	1,5 mm DIN	20 x 20 Stk
DENIL06026	60 cm	20 x 25 mm	1,5 mm DIN	20 x 20 Stk
DENIL10026	100 cm	20 x 25 mm	1,5 mm DIN	20 x 20 Stk
DENIL15026	150 cm	20 x 25 mm	1,5 mm DIN	20 x 20 Stk



Passende Kabel:
 1002MED71F
 1002MED26F
 9013C0112
 9013C0122

KLEBEELEKTRODEN

EP Einweg vorgelierte Druckknopf-Klebeelektroden, Ag/AgCl

Selbstklebend, mehrmalige Neupositionierung möglich

Art.-Nr.	Elektrodengröße	VE
CDES000024	20 mm Ø	20x25 Stk
CDES000020	24 mm Ø	20x25 Stk
CDES002822	28 x 22 mm	20x25 Stk
CDES003545	35 x 45 mm	20x4 Stk
CDES004090	40 x 90 mm	20x4 Stk
DENIS01520	15 x 20 mm	20x20 Stk



EMG Einweg vorgelierte Klebeelektroden, Ag/AgCl

Selbstklebend, mehrmalige Neupositionierung möglich

Art.-Nr.	Kabellänge	Elektrodengröße	Stecker	VE
9013S0212	8 cm	15 x 20 mm	0,7 mm Pin	12 Stk
9013S0242	10 cm	28 x 20 mm	0,7 mm Pin	12 Stk
9013L0453	50 cm	28 x 20 mm	1,5 mm DIN	12 Stk
9021S0235	20 cm	28 x 20 mm	0,7 mm Pin	12 Stk



Passende Kabel:
LEAD*

EMG Einweg vorgelierte Klebeelektroden, Ag/AgCl

Ambu Neuroline, selbstklebend, Nassgel, Festgel

Art.-Nr.	Kabellänge bzw. Druckknopf	Elektrodengröße	Stecker	VE
M72015-K/10	150 cm	30 x 22 mm	1,5 mm DIN	10 Stk
M72010-K/C/12	100 cm	30 x 22 mm	1,5 mm DIN	12 Stk
M72000-S/25	Druckknopf	30 x 22 mm	-	25 Stk
M70002-K/12	20 cm	15 x 20 mm	1,5 mm DIN	12 Stk

Passende Kabel:
1002MED71F
1002MED26F
9013C0112




KLEBEELEKTRODEN

EKG Einweg vorgelierte TAB Klebeelektroden, Ag/AgCl

Ohne Kabel, zu verwenden mit Krokodikklemmkabel

Art.-Nr.	Elektrodengröße	VE
E-27	20 x 20 mm	100 Stk
E-27-B	20 x 20 mm	10x100 Stk
TABSMP000K100	22 x 14 mm	100 Stk



Passende Kabel:
KRKKDIN*,

Einweg Klebeelektroden für TENS/EMS Reizstromgeräte

Vorgelierte ELEK STIM NERVEN Klebeelektroden, Ag/AgCl

Art.-Nr.	Elektrodengröße	Stecker	VE
MFTS5050	50 x 50 mm	2 mm	2x 120 Stk



Passende Kabel:
BEC102326*

IOM Einweg Streifenelektroden, Platin

Elektrodenbreite: 1 cm; Dicke: 0,45 mm; Durchmesser: 0,4 mm; Abstand: 10 mm

Art.-Nr.	Kabellänge	Streifengröße	Stecker	Kontakte	VE
TPAT0414-E726	200 cm	10 x 40 mm	1,5 mm DIN	1x4	1 Stk
TPAT0614-E726	200 cm	10 x 40 mm	1,5 mm DIN	1x6	1 Stk
TPAT0814-E726	200 cm	10 x 40 mm	1,5 mm DIN	1x8	1 Stk
IEP0005	250 cm	10 x 40 mm	1,5 mm DIN	1x2	1 Stk
IEP0006	250 cm	10 x 40 mm	1,5 mm DIN	1x4	1 Stk
IEP0007	250 cm	10 x 40 mm	1,5 mm DIN	1x6	1 Stk
IEP0008	250 cm	10 x 40 mm	1,5 mm DIN	1x8	1 Stk



KLEBEELEKTRODEN


EKG Einweg Skintact Druckknopflebeelektroden

Unterschiedliche Gelarten: Aqua-Wet Gel (AWG): für Kurzzeitanwendungen; Aqua-Tac Gel (ATG): für Langzeit- u. Kurzzeitanwendungen; Aqua-Set-Gel (ASG): Kombination aus Flüssig- u. Festgel; Verschiedene Trägermaterialien: PE-Schaum; mikroporöses Vlies

Art.-Nr.	Beschreibung	Elektroden- größe	Träger- material	Gelart	VE
F-50	Röntgen, Erwachsene	50 mm Ø	PE-Schaum	AWG	1200 Stk
FS-50C	Röntgen/MR, Erwachsene	50 mm Ø	PE-Schaum	AWG	1200 Stk
FS-TF/6	OP, Kinder/Erwachsene	51 x 43 mm	PE-Schaum	AWG	1200 Stk
F-301	Kinder/Säuglinge	30 mm Ø	PE-Schaum	ATG	1500 Stk
T-601	Atmunsaktiv, tragekomfort	50 mm Ø	Mikropor. Vlies	ATG	1500 Stk
T-60	Atmunsaktiv, tragekomfort	60 mm Ø	Mikropor. Vlies	AWT	1200 Stk
T-604-B	Schlaflabor, mit Reibprägung, atmungsaktiv	60 mm Ø	Mikropor. Vlies	ASG	1200 Stk



STIMULATIONS- ELEKTRODEN



STIMULATIONSELEKTRODEN

Bipolare Stimulationselektroden, wiederverwendbar

Stimulationselektrode mit flexiblem, leichtem Kabel für eine komfortable Anwendung.

Im Lieferumfang enthalten: Set mit 1 Stimulationselektrode, 10 Filzeinsätze, 2 Stimulationskugeln (Stahl), 1 Velcroband

Art.-Nr.	Kabellänge	Stecker	Elektrodenabstand
STIL1026S	100 cm	1,5 mm DIN	25 mm
STIL1526S	150 cm	1,5 mm DIN	25 mm
STIL1571S	150 cm	5- pol DIN	25 mm
STIL1526WS	150 cm	1,5 mm DIN	24 mm
STIL1571WS	150 cm	5-polig DIN	24 mm
STIS1026	100 cm	1,5mm DIN	10 mm
STIS1526	150 cm	1,5mm DIN	10 mm
STIS1571	150 cm	5-pol DIN	10 mm
STRCP01526	150 cm	1,5 mm DIN	20 mm
STRCG01526	150 cm	1,5 mm DIN	40 mm
STRCP01571	150 cm	5-polig DIN	20 mm
STRCG01571	150 cm	5-polig DIN	40 mm
STIM1071	100 cm	5-pol DIN	28 mm
STIM1571S	150 cm	5-pol DIN	28 mm

Stimulationskugeln aus Edelstahl, wiederverwendbar

Für Stimulationselektroden STIL* und STIS*

Art.-Nr.	Größe	Material	VE
SFERSTIL	6 mm	Edelstahl	1 Paar
SFERSTIS	3 mm	Edelstahl	1 Paar

Stimulationskugeln aus Edelstahl, wiederverwendbar

Modifizierbare Stimulationselektroden

Art.-Nr.	Größe	Material	VE
BALLSTIMR	6 mm	Edelstahl	1 Paar



STIMULATIONSELEKTRODEN

Bipolare Oberflächen Stimulationselektroden, wiederverwendbar

Elektroden aus rostfreiem Stahl und verdrehtem Kabel

Art.-Nr.	Kabellänge	Stecker	Elektroden- abstand	Elektroden Ø
BARR0026	100 cm ungeschirmt	1,5 mm DIN	30 mm	10 mm
BARR0071SHF	100 cm geschirmt	5-pol DIN	30 mm	10 mm
BAIM0026	100 cm ungeschirmt	1,5 mm DIN	30 mm	10 mm
BAIM0071SHF	100 cm geschirmt	5-pol DIN	30 mm	10 mm
BAI00026	100 cm ungeschirmt	1,5 mm DIN	30 mm	10 mm
BAI00071SHF	100 cm geschirmt	5-pol DIN	30 mm	10 mm



Ersatzfilze, Einweg

Für STIL*, STIS*, STRC*, STIM* -Artikel, 10 Stk./Pkg.

Art.-Nr.	Geeignet für	Ø / Breite	Länge
FELT0610	STIL*	6 mm	5 mm
FELT0310	STIS*	3 mm	8 mm
FELT2010	STRC*	6 x 8 mm	20 mm
FELT0710	STIM*	7 mm	7 mm



EMG Oberflächen Stimulationselektrode, wiederverwendbar

Inkl. 2 vergoldete Metalleinsätze u. 4 Filzeinsätze

Art.-Nr.	Kabellänge	Stecker	Elektrodenabstand
337005	200 cm	5- pol DIN 240°	20 mm



Metalleinsätze, wiederverwendbar

Für Artikel-Nr. 337005

Art.-Nr.	Material	Länge	VE
337006	Vergoldetes Metall, nickelfrei	12 mm	1 Paar



STIMULATIONSELEKTRODEN

Ersatz Velcrobänder, wiederverwendbar

Zur Befestigung von Stimulations- u. Aufzeichnungselektroden, 3 Stk./Pkg.

Art.-Nr.	Geeignet für	Länge	Breite	VE
FIXBANDBLU30/3	STIL* u. STRC*	30 cm	2 cm	3 Stk
FIXBANDBLU55/3	STIL* u. STRC*	55 cm	2 cm	3 Stk
FIXBANDBLU100/3	STIL* u. STRC*	100 cm	2 cm	3 Stk
FIXBANDBLUS30/3	STIS*	30 cm	1 cm	3 Stk



Gelenk-Erdungselektroden, wiederverwendbar

Mit u. ohne festem Kabel. Die Bänder ohne festem Kabel enthalten Druckknöpfe zum Anschließen von Druckknopfkabeln.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Widerstand	Kabel	VE
GDRGF05526	55 cm	20 mm	-	150 cm	1 Stk
GDRG002500 *	25 cm	20 mm	50 Ohm	-	1 Stk
GDRG004000 *	40 cm	20 mm	50 Ohm	-	1 Stk
GDRG007000 *	70 cm	20 mm	50 Ohm	-	1 Stk
GDRGP04000 *	40 cm	20 mm	0 Ohm	-	1 Stk
GDRGP0100326	10 cm	20 mm	-	150 cm	1 Stk
GDRGP0190326	18,5 cm	20 mm	-	150 cm	1 Stk



* Verwendbar mit:
SGKR-626 oder LEAD*

Flache Erdungselektroden, wiederverwendbar

Verwendung von Velcro- od. Gummibändern zur Fixierung möglich

Art.-Nr.	Elektroden- größe	Kabellänge	Material	Stecker	VE
PLGD120263	3,2 cm Ø	120 cm	rostfreier Stahl	1,5mm DIN	1 Stk



STIMULATIONSELEKTRODEN

Pudenduselektrode, Einweg

Zur Aufnahme und Stimulation des Beckenbodens, biokompatibles und elastisches Material

Art.-Nr.	Elektrodengröße	Beschreibung	VE
PUD0001	30 cm	Flexibel	10 Stk



Passendes Kabel:
2001PUD7171SH,
2001PUD7126SH

Stimulationssonden / Kugelsonden / Kortexsonden

Griff: 10 cm lang, 5 Stk./Pkg.

Art.-Nr.	Beschreibung	Sondenlänge	Kabellänge	Stecker
SI1B0045S2526D	Kugel Monopolar	45 mm	250 cm	1,5 mm DIN
SI2B0030S2526D	Kugelsonde Bipolar	30 mm	250 cm	1,5 mm DIN
SI2B0100S2526D	Kortexsonde Bipolar	100 mm	250 cm	1,5 mm DIN
SI2F0045S2526D	Mikrogabelsonde Bipolar	45 mm	250 cm	1,5 mm DIN
SI2F0100S2526D	Mikrogabelsonde Bipolar	100 mm	250 cm	1,5 mm DIN



Stimulations-Disk-Elektrode

Rostfreier Stahl, 1 Paar auf Kabel p. Pkg.

Art.-Nr.	Kabellänge	Elektrode Ø	Stecker
SRFLATP1026	100 cm	10 mm	1,5 mm DIN
SRFLATP1071	100 cm	10 mm	5-pol 270°



Finger-, Zehen-Stimulationselektroden

Art.-Nr.	Kabellänge	Stecker	VE
9013S0302	100 cm	5-pol DIN	1 Stk



STIMULATIONSELEKTRODEN


Finger-, Zehen-Stimulationselektroden

Elastisch; kann ohne Gel verwendet werden.

Art.-Nr.	Kabellänge	Stecker	Schlaufendicke
SRCOL1526F	150 cm	1,5 mm DIN	2,4 mm
SRCOL1571F	150 cm	5-pol DIN	2,4 mm
SRRING0171SHF	100 cm	5-pol DIN	2,4 mm
SRRING1571SHF	150 cm	5-pol DIN	2,4 mm
SRRINGS0126SHF	100 cm	1,5 mm DIN	1,45 mm
SRRINGS1526SHF	150 cm	1,5 mm DIN	1,45 mm
SRRINGS0171SHF	100 cm	5-pol DIN	1,45 mm
SRRINGS1571SHF	150 cm	5-pol DIN	1,45 mm



SCHLAFZUBEHÖR



SCHLAFZUBEHÖR

Piezokristall-Effort Brust-Bauch-Atem-Sensoren u. Zubehör, wiederverwendbar Gurt mit Doppelschnalle

Art.-Nr.	Beschreibung	Stecker	VE
R53-1350	Gurt mit Klipp	-	1 Stk
R53-1370	Sensor, ohne Gurt	1,5 mm TP	1 Stk
R53-1370-KIT	Sensor, mit Gurt	1,5 mm TP	1 Set
R53-1387	Sensor, ohne Gurt	1,5 mm TP	1 Stk
R53-1387-KIT	Sensor, mit Gurt, 220 cm Kabel, Erwachsene	1,5 mm TP	1 Set
R53-1388-KIT	Sensor, mit Gurt, 230 cm Kabel, Kinder	1,5 mm TP	1 Set
R53-1389	Sensor, ohne Gurt, 230 cm Kabel, Erwachsene	1,5 mm TP	1 Stk
R53-1389-KIT	Sensor, mit Gurt, 230 cm Kabel, Erwachsene	1,5 mm TP	1 Set
R53-1390	Sensor, ohne Gurt	1,5mm TP	1 Stk



Verbindungskabel und Bänder für Schlafzubehör, wiederverwendbar

Bei gleichzeitigem Einsatz von induktiven Atmungsbändern für Brust- und Bauchatmung ist es notwendig, zwei unterschiedliche Interfacekabel zu verwenden, um Magnetfeldstörungen zu vermeiden.

Art.-Nr.	Beschreibung	Stecker	VE
R53-9101	Interface Abdomenkabel	1,5 mm TP	1 Stk
R53-9102	Interface Thoraxkabel	1,5 mm TP	1 Stk
R53-9010	Induktives Atmungsband, 40-150 cm Länge, Druckknopfkabel		1 Stk



Brust-Bauch-Atem-Sensoren (Piezzo; Effort)

Art.-Nr.	Beschreibung	Stecker	VE
RESPA00000	Wiederverw., Piezzo, 200 cm Kabel, Erwachsene	1,5 mm TP	1 Stk
RESPP00000	Wiederverw., Piezzo, 200 cm Kabel, Kinder	1,5 mm TP	1 Stk
RESPA000200	Einweg, Effort, 200 cm Kabel, Erwachsene	1,5 mm TP	1 Stk
RESPP000200	Einweg, Effort, 200 cm Kabel, Kinder	1,5 mm TP	1 Stk
BMDS00260R	Verbindungskabel für Einweg Effort Sensoren, 60 cm Kabel		1 Stk



SCHLAFZUBEHÖR

Induktive Brust-Bauch-Atmungsbänder, wiederverwendbar

Mit Druckknopf, Wasch-, sterilisier-, und autoklavierbar

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE
R53-9002-L40	40 cm	Weiß/Grau	1 Paar
R53-9002-L60	60 cm	Weiß/Rot	1 Paar
R53-9002-L90	90 cm	Weiß/Blau	1 Paar
R53-9002-L120	120 cm	Weiß/Schwarz	1 Paar
R53-9002-L150	150 cm	Weiß/Gelb	1 Paar
R53-9003-L40	40 cm	Blau/Weiß	1 Paar
R53-9003-L60	60 cm	Blau/Rot	1 Paar
R53-9003-L90	90 cm	Blau/Blau	1 Paar
R53-9003-L120	120 cm	Blau/Schwarz	1 Paar
R53-9003-L150	150 cm	Blau/Gelb	1 Paar



Thermistor Luftstromsensor Interface-Box

Mit und ohne Interfacebox

Art.-Nr.	Beschreibung	Stecker	VE
R74-1450-KIT	Sensor mit Interfacebox	1,5 mm TP	1 Stk
R74-1450-S	Sensor ohne Interfacebox	1,5 mm TP	1 Stk
R74-1450-B	Interfacebox Ersatz	1,5 mm TP	1 Stk



Thermocouple Luftstromsensor, wiederverwendbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Stecker	VE
R74-1400	Atemfühler Nasal, 1-Weg, 1-Kanal, Säuglinge	1,5 mm TP	1 Stk
R74-1401	Atemfühler 3-Weg, 1-Kanal, Erwachsene	1,5 mm TP	1 Stk
R74-1401-P	Atemfühler 3-Weg, 1-Kanal, Kinder	1,5 mm TP	1 Stk



Luftstromsensor Alice, wiederverwendbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Stecker	VE
R74-1461	Atemfühler 3-Weg, 1-Kanal, Erwachsene, Alice 3	1,5 mm TP	1 Stk



SCHLAFZUBEHÖR

Luftstromsensor, Nasal/Oral, wiederverwendbar

Flexibles Material

Art.-Nr.	Beschreibung	Stecker	VE
AIRFA00300	Atemfühler, 3-Wege, 200 cm Kabel, Erwachsene	1,5mm TP	1 Stk



Luftstromsensor Nasal / Nasenbrille, Einweg

Flexibles Material; mit und ohne Filter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
R74-15805	Atemfühler, 210 cm Kabel, ohne Filter, Erwachsene	5 Stk



Thermocan Luftstromsensor Nasal / Nasenbrille, Einweg

Mit integriertem Thermistor für hochwertige Aufzeichnungen der Wärmefluss- u. Drucküberwachung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
R74-15807	Atemfühler, 210 cm Kabel, Erwachsene	5 Stk
R74-1475	Verbindungskabel für Thermocan Atemfühler, 200 cm Kabel	1 Stk



AC-Luftstromsenensor, wiederverwendbar

AC-Druck- u. Schnarchsensor, 3 Empfindlichkeitsstufen, verwendbar mit CPAP-Titrations.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
R74-14830	Atemsensor ohne Atemfühler, ohne Gurt, 1,5mm TP	1 Stk
R74-14830-KIT	Atemsensor mit 5 Atemfühlern, ohne Gurt, 1,5 mm TP	1 Set



SCHLAFZUBEHÖR

Piezo-Bewegungssensor, wiederverwendbar

Gliedmaßenbewegungssensoren

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
R99-1770	Piezo Bewegungssensor, 1,5mm TP	1 Stk
R99-1770-KIT	Piezo Bewegungssensor mit 2 Bändern, 1,5 mm TP	1 Set
R99-1730	Elastisches Band für Piezo Bewegungssensor	1 Paar



Positionssensor (AC ; DC)

Zur Überwachung der Körperposition

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
R77-1561	AC Sensor ohne Befestigungsband, 1,5 mm TP	1 Stk
R77-1561-KIT	AC Sensor mit Befestigungsband, 1,5 mm TP	1 Set
R77-1564V2-KIT	DC Sensor mit Befestigungsband, 1,5 mm TP	1 Set



Tremorsensor, wiederverwendbar

Zur Tremoranalyse

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
TREM00000	Tremorsensor, 200 cm Kabel, 1,5 mm TP	1 Stk



LIMB-Sensor, wiederverwendbar

Extremitätensensor, für einen besseren Patientenkomfort

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
LIMB00000	Limbsensor, 200 cm Kabel, 1,5 mm TP	1 Stk



SCHLAFZUBEHÖR

Schnarchsensor

Zur Messung während der Schlafaufzeichnung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
SNOR000000	Schnarchsensor, wiederverwendbar, 200 cm Kabel, 1,5 mm TP	1 Stk



Schnarchsensor

Piezosensor: Signal proportional zu Hautvibrationen;
Dynamicsensor: Signal proportional zur Schallintensität.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
R80-1200	Dynamic Schnarchmikrophon, wiederverwendbar, 1,5 mm TP	1 Stk
R80-1250	Piezo Schnarchsensor, wiederverwendbar, 1,5 mm TP	1 Stk



Klettbänder und Clipband, wiederverwendbar

Brust-Bauch Velcro-Bänder

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
R53-1340	Weiß, für R53-1387/88, 173 cm Länge	1 Stk
R53-1341	Blau, für R53-1387/89, 114 cm Länge	1 Stk
R53-1350	Schwarz, Clipband, 155 cm Länge	1 Stk



PASTEN UND GELE



PASTEN UND GELE

EMG Klebeleitpaste

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
TEN-20-SET	114 gr. Dose	3 Stk
TEN-20-8-SET	228 gr. Dose	3 Stk
TEN-20-T-SET	114 gr. Dose	3 Stk



EMG Klebeleitpaste

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
ACCREAM050V	50 gr. Dose	3 Stk
ACCREAM250V-3	250 gr. Dose	3 Stk



EEG Elektrodencreme

Für Kurz- u. Langzeitaufnahmen

Art.-Nr.	Beschreibung	Füllmenge	VE
CR-004	Lic2, Selbstklebend	100 gr. Tube	10 Stk
CR-050	ACP, Selbstklebend	100 gr. Tube	10 Stk



EEG Elektrodencreme

Für Kurz- u. Langzeitaufnahmen

Art.-Nr.	Beschreibung	Füllmenge	VE
SAC2	wasserlöslich	100 gr. Tube	1 Stk
SAC2-10	wasserlöslich	100 gr. Tube	10 Stk



Reinigungsmittel, Ivory

Zur Reinigung von EEG Stoffhauben

Art.-Nr.	Beschreibung	Füllmenge	VE
E-16-F	Reinigungsemulsion	709 ml. Flasche	1 Stk



PASTEN UND GELE

EEG SIGNA – Elektrodencreme, -gel-, u. -spray

Art.-Nr.	Beschreibung	Füllmenge	VE
SIGNA-CREME-170-E	Leitcreme	170 gr. Flasche	1 Stk
SIGNA-GEL	Leitgel	140 gr. Tube	1 Stk
SIGNA-SPRAY-E	Kontaktspray, leitend	250 ml. Flasche	1 Stk
SIGNA-SPRAY	Kontaktspray, leitend	250 ml. Flasche	12 Stk



EEG SYNAPSE Elektrodenkontaktcreme

Auch für Langzeitüberwachung


Art.-Nr.	Beschreibung	Füllmenge	VE
SYNAPSE	Leitcreme	140gr. Flasche	1 Stk



EEG Elektrodenleitgel, ECI

Electrolyt, salzhaltig

Art.-Nr.	Beschreibung	Füllmenge	VE
E-9	Electrolyt, salzhaltig	480 gr. Dose	1 Stk
E-10	Electrolyt, salzhaltig	960 gr. Dose	1 Stk
E-11	Electrolyt, salzhaltig	3780 gr. Dose	1 Stk



Hautvorbereitungsgel- u. paste

Art.-Nr.	Beschreibung	Füllmenge	VE
NUPREP-SET	Abrasives Gel	114 gr. Tube	3 Stk
NPREP120T-3	Abrasives Gel	120 gr. Tube	3 Stk
NPREP025T	Abrasives Gel	25 gr. Tube	6 Stk
EVERI160	Abrasive Paste	160 ml. Flasche	1 Stk



PASTEN UND GELE

EEG Elektrodengel OneStep

Ohne Fett u. Alkohol

Art.-Nr.	Beschreibung	Füllmenge	VE
10-100	Leitgel	120 gr. Tube	1 Stk
10-200	Abrasives Gel	120 gr. Tube	1 Stk
10-201	Abrasives Gel	500 gr. Dose	1 Stk



Klebe- u. Leitpaste

Art.-Nr.	Beschreibung	Füllmenge	VE
ELEFIX V-T	Klebe- u. Leitpaste	180 gr. Tube	1 Stk
ELEFIX V	Klebe- u. Leitpaste	400 gr. Dose	3 Stk
ELEFIX V-S	Klebe- u. Leitpaste	400 gr. Dose	1 Stk



Elektrodenleitgel

Hochelastisch

Art.-Nr.	Beschreibung	Füllmenge	VE
NEURGEL250V-3	wasserlöslich	250 gr. Dose	3 Stk



STARTER PAKETE



STARTER PAKETE

ECI Electro-Cap System INFA (Säuglinge)

Art-Nr.	Beschreibung	
EC-S SYS INFA	1 Stk. I1-1	INFA Haube 1
	1 Stk. I1-2	INFA Haube 2
	1 Stk. I1-3	INFA Haube 3
	1 Stk. I-2	INFA Brustgurt
	1 Stk. I-3	INFA Kopfmaßband
	1 Pkg. I-4	100 Stk. Hautvorbereitungspads



EEG Starterpaket Erwachsene

Art-Nr.	Beschreibung	
Z/CupKit-A	3 Pkg. TE/C32-634	36 Stk. EEG Hütchenelektroden, Gold (Au), 10mm Ø, 150cm Kabel
	1 Pkg. NUPREP-SET	3 Stk. abras. Hautvorber.gel
	1 Pkg. TEN-20-SET	3 Stk. Ten 20 adhesive Paste



EEG Starterpaket Erwachsene

Art.Nr.	Beschreibung	
Z/CupKit-A3	3 Pkg. TE/C32-634	36 Stk. EEG Hütchenelektroden, Gold (Au), 10mm Ø, 150cm Kabel
	1 Pkg. NPREP120T-3	3 Stk. Abras. Hautvorber.paste
	1 Pkg. ACCREAM050V	3 Stk. Klebeleitpaste



EEG Starterpaket Pädiatrie

Art-Nr.	Beschreibung	
Z/CupKit-P	3 Pkg. TE/C34-634	36 Stk. EEG Hütchenelektroden, Gold (Au), 6mm Ø, 150cm Kabel
	1 Pkg. NUPREP-SET	3 Stk. abras.
	1 Pkg. TEN-20-SET	3 Stk. Ten 20 adhesive Paste



EEG Starterpaket Pädiatrie

Art.Nr.	Beschreibung	
Z/CupKit-P3	3 Pkg. TE/C34-634	36 Stk. EEG Hütchenelektroden, Gold (Au), 6mm Ø, 150cm Kabel
	1 Pkg. NPREP120T-3	3 Stk. Abras. Hautvorber.paste
	1 Pkg. ACCREAM050V	3 Stk. Klebeleitpaste



STARTER PAKETE

EP Starterset, Erwachsene

Art-Nr.	Beschreibung	
EP Kit-A	1 Pkg. TE/C32-434	12 Stk. EEG Hütchenelektroden Gold (Au) 10mm Ø, 100cm Kabel
	2 Pkg. NUPREP-SET	6 Stk. abras.
	2 Pkg. TEN-20-SET	6 Stk. Ten 20 adhesive Paste



EP Starterset, Erwachsene

Art-Nr.	Beschreibung	
FP Kit-A3	1 Pkg. TF/C32-434	12 Stk. EEG Hütchenelektroden, Gold (Au), 10mm Ø, 100cm Kabel
	2 Pkg. NPREP120T-3	6 Stk. Abras. Hautvorber.paste
	2 Pkg. ACCREAM050V	6 Stk. Klebeleitpaste



EP Starterset, Pädiatrie

Art-Nr.	Beschreibung	
EP Kit-P	1 Pkg. TE/C34-434	12 Stk. EEG Hütchenelektroden Gold (Au) 6mm Ø, 100cm Kabel
	2 Pkg. NUPREP-SET	6 Stk. abras. Hautvorber.gel
	2 Pkg. TEN-20-SET	6 Stk. Ten 20 adhesive Paste



EP Starterset, Pädiatrie

Art-Nr.	Beschreibung	
EP Kit-P3	1 Pkg. TE/C34-434	12 Stk. EEG Hütchenelektroden, Gold (Au), 6mm Ø, 100cm Kabel
	2 Pkg. NPREP120T-3	6 Stk. Abras. Hautvorber.paste
	2 Pkg. ACCREAM050V	6 Stk. Klebeleitpaste



EMG/NCS Starterset, Erwachsene

Art-Nr.	Beschreibung	
EMG/NCS kit-A1	1 Pkg. D039045401	25 Stk. Einmal-Konzentrische Nadeln
	1 Stk. 10000NNHF3	Nadelkabel 100cm lang mit 5-pole DIN Konnektor
	3 Pkg. TABSMP000K100	300 Stk. Einmal-Klebeelektroden Ag/AgCl, vorgeliert
	1 Stk. 9013C0232	Kabel 100cm 3x Krokodilklemme 5-pol 270°
	1 Stk. GDRGF05526	Erdungselektrode mit Kreppband
	1 Stk. 337006	Gold-Tipps f. bipolar. Felt Pad
	1 Pkg. 337005	2 Stk. Bipolare Felt Pad Elektrode
	1 Pkg. SRFLATP1026	2 Stk. EMG Oberflächen-Stimulationselektrode



STARTER PAKETE

EMG/NCS Starterset, Erwachsene

Art-Nr.	Beschreibung
EMG/NCS kit-A3	1 Stk. 9013C0112 Adapterkabel 2x 0,7mm Buchse, 100cm lang, 5-pol 270° Anschlussstecker, geschirmt 1 Stk. 337005 Bipolare Felt Pad Elektrode 1 Pkg. 337006 2 Stk. Gold-Tipps f. bipol. Felt Pad 1 Pkg. D039045401 25 Stk. Einmal-Konzentrische Nadeln 1 Stk. 10000NNHF3 Nadelkabel 100cm lang mit 5-pole DIN Konnektor 1 Pkg. DENIS00807 240 Stk. Einweg Oberflächen Klebeelektroden 1 Stk. GDRGF05526 Erdungselektrode mit Kreppband 1 Pkg. SRFLATP1026 2 Stk. EMG Oberflächen-Stimulationselektrode



EMG/NCS Starterset, Pädiatrie

Art-Nr.	Beschreibung
EMG/NCS kit-P1	1 Pkg. D0390302511 25 Stk. Einmal-Konzentrische Nadeln 1 Stk. 10000NNHF3 Nadelkabel 100cm lang mit 5-pole DIN Konnektor 3 Pkg. TABSMP000K100 300 Stk. Einmal-Klebeelektroden Ag/AgCl, vorgeliert 1 Stk. 9013C0232 Kabel 100cm 3x Krokodilklemme 5-pol 270° 1 Stk. GDRG002500 Erdungselektrode mit Kreppband 1 Stk. SGKR-626 Kabel für Erdungselektrode 1 Stk. STIS1571 Bipolare Felt Pad Elektrode pädiatr. 1 Pkg. SRFLATP1026 2 Stk. EMG Oberflächen-Stimulationselektrode



EMG/NCS Starterset, Pädiatrie

Art-Nr.	Beschreibung
EMG/NCS kit-P3	1 Stk. 9013C0112 Adapterkabel 2x 0,7mm Buchse, 100cm lang, 5-pol 270° 1 Pkg. D0390302511 Anschlussstecker, geschirmt 1 Stk. GDRG002500 25 Stk. Einmal-Konzentrische Nadeln 1 Stk. SGKR-626 Erdungselektrode mit Kreppband 1 Stk. STIS1571 Kabel für Erdungselektrode 1 Pkg. DENIS00807 Bipolare Felt Pad Elektrode pädiatr. 1 Pkg. SRFLATP1026 240 Stk. Einweg Oberflächen Klebeelektroden 1 Stk. 10000NNHF3 2 Stk. EMG Oberflächen-Stimulationselektrode Nadelkabel 100cm lang mit 5-pole DIN Konnektor



STARTER PAKETE

Starterpaket für Schlafanwendungen, Erwachsene

Art-Nr.	Beschreibung	
Sleep kit-A1	2 Stk. R53-1387-KIT	Piezocrystal Effort Sensor;
	1 Pkg. DENIF25026	120 Stk. Einmal-Oberflächen Klebeelektroden
	1 Stk. R74-1401	Thermocouple Air flow Sensor (Nase/Mund)
	1 Stk. R77-1564V2-KIT	Positionssensor
	1 Stk. R80-1250	Piezo Schnarchsensor
	2 Pkg. TE/C32-634	24 Stk. Hütchenelektroden silber (Ag) 10mm Ø
	1 Pkg. NUPREP-SET	3 Stk. Nuprep abrasive Hautvorbereitung Gel
	1 Pkg. TEN-20-SET	3 Stk. TEN-20 Paste (zur Verwendung mit EMS Sleep Headbox sind SpO2 Module und Softsensor erforderlich.)



Starterpaket für Schlafanwendungen, Pädiatrie

Art-Nr.	Beschreibung	
Sleep kit-P1	2 Stk. R53-1388-KIT	Piezocrystal Effort Sensor
	1 Pkg. DENIF15026	120 Stk. Einmal-Oberflächen Klebeelektroden
	1 Stk. R74-1401-P	Thermocouple Air flow Sensor (Nase/Mund)
	1 Stk. R77-1564V2-KIT	Positionssensor
	1 Stk. R80-1250	Piezo Schnarchsensor
	2 Pkg. TE/C34-634	24 Stk. Hütchenelektroden silber (Ag) 6mm Ø
	1 Pkg. NUPREP-SET	3 Stk. Nuprep abrasive Hautvorbereitung Gel
	1 Pkg. TEN-20-SET	3 Stk. TEN-20 Paste (zur Verwendung mit EMS Sleep Headbox sind SpO2 Module und Softsensor erforderlich.)



STARTER PAKETE

EEG Brückenelektroden Starterpaket, Erwachsene

Art-Nr.	Beschreibung	
Z/BESS Kit-A	3 Pkg. BEG000A7	30 Stk. Brückenelektroden
	3 Pkg. BEC10232651A	30 Stk. EEG-Kabel
	1 Stk. S-HAUBE-30	EEG-Haube mit Kinnband
	1 Pkg. NUPREP-SET	3 Stk. Nuprep abras. Hautvorbereitungsgel



EEG Brückenelektroden Starterpaket, Erwachsene

Art-Nr.	Beschreibung	
Z/BESS Kit-A3	3 Pkg. BEG000A7	30 Stk. Brückenelektroden
	3 Pkg. BEC10232651A	30 Stk. EEG-Kabel
	1 Stk. S-HAUBE-30	EEG-Haube mit Kinnband
	1 Pkg. NPREP120T-3	3 Stk. Abras. Hautvorber.paste



EEG Brückenelektroden Starterpaket, Pädiatrie

Art-Nr.	Beschreibung	
Z/BESS Kit-P	3 Pkg. BEG000P4	30 Stk. Brückenelektroden
	3 Pkg. BEC10232651A	30 Stk. EEG-Kabel
	1 Stk. S-HAUBE-26	EEG-Haube mit Kinnband
	1 Pkg. NUPREP-SET	3 Stk. Nuprep abras. Hautvorbereitungsgel



EEG Brückenelektroden Starterpaket, Pädiatrie

Art-Nr.	Beschreibung	
Z/BESS Kit-P3	3 Pkg. BEG000P4	30 Stk. Brückenelektroden
	3 Pkg. BEC10232651A	30 Stk. EEG-Kabel
	1 Stk. S-HAUBE-26	EEG-Haube mit Kinnband
	1 Pkg. NPREP120T-3	3 Stk. Abras. Hautvorber.paste



STARTER PAKETE

Starterpaket für Schlafanwendungen NK Style, Erwachsene

Art-Nr.	Beschreibung	
Sleep NK kit-A1	1 Stk. S53260	Thermoelementsensord, 1,2 m langes Kabel
	1 Stk. T24488-S94416	Piezo-Schnarchsensord, 0,6 m Kabel
	1 Stk. S29724	Körperpositionssensord, 2 m Kabel
	2 Stk. S34815	Gürtel, groß, 0,8-2 m
	1 Stk. S43359	Abdomen-RIP-Treibersensord, 0,6 m Kabel
	1 Stk. S55638	Thorax-RIP-Treibersensord, 0,6 m
	2 Pkg. TE/C32-634	24 Stk. EEG-Cup-Elektroden 10mm Cup
	1 Stk. NUPREP-SET	3 Stk. NUPREP-Gel
	1 Stk. TEN-20-SET	3 Stk. TEN-20-Paste
		(EMS-Schlaf-Headbox, SpO2-Modul und Sensor sind erforderlich)




Starterpaket für Schlafanwendungen NK Style, Pädiatrie

Art-Nr.	Beschreibung	
Sleep NK kit-P1	1 Stk. S53260	Thermoelementsensord, 1,2m langes Kabel
	1 Stk. T24488-S94416	Piezo-Schnarchsensord, 0,6m Kabel
	1 Stk. S29724	Körperpositionssensord, 2m Kabel
	2 Stk. S77038	Gürtel, klein, 40-70cm
	1 Stk. S43359	Abdomen-RIP-Treibersensord, 0,6m Kabel
	1 Stk. S55638	Thorax-RIP-Treibersensord, 0,6 m
	2 Pkg. TE/C34-634	24 Stk. EEG-Cup-Elektroden 6mm Cup
	1 Pkg. NUPREP-SET	3 Stk. NUPREP Gel
	1 Pkg. TEN-20-SET	3 Stk. TEN-20-Paste
		(EMS-Schlaf-Headbox, SpO2-Modul und Sensor sind erforderlich)



ZUBEHÖR FÜR EMS-GERÄTE





ÜBER UNS

UNSERE PRODUKTE



Expertise in **Medical Solutions**

Wir bieten technologisch hochwertige Produkte für die Elektromyographie und evozierte Potenziale (EMG/EP), intraoperatives Monitoring (IOM), Elektroenzephalographie (EEG), Neuro ICU, NICU Monitoring, zerebrale Funktionsüberwachung (CFM), Brain Motor Control Assessment (BMCA), ereignisbezogene Potenziale (ERP), ambulante EEG (AEEG) Anwendungen, Elektrische Impedanz-Segmentographie (EIS) sowie das komplette Sortiment an Elektroden und Zubehör.

Unsere Mission ist es, Technologien zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten, die die Gesundheitsversorgung zum Nutzen unserer Patienten, Kunden und Partner verbessern.

Unsere Vision ist es, unsere Erfahrung mit medizinischen Lösungen zu nutzen, um einen Beitrag für die gesamte Gesundheitsbranche weltweit zu leisten.

Die Mitglieder unseres Teams verfügen über mehr als 30 Jahre individuelle Expertise in den Bereichen Innovation, Produktentwicklung, bis hin zum kommerziellen Vertrieb und Support für Endverbraucher.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung,

Ihr EMS Biomedical Team

ZUBEHÖR FÜR EMS-GERÄTE

LED Blitzbrille

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
SP1800-40SP	LED Blitzbrille für Surpass Amplifier	1 Stk
SP1800-40SPLT	LED Blitzbrille für Surpass LT Amplifier	1 Stk



Aktive Stromstimulator Handprobe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
SP1211-23	Handprobe für Erwachsene, 180 cm Kabel	1 Stk
SP1211-24	Handprobe für Erwachsene u. Kinder, 180 cm Kabel	1 Stk
SP1211-26	Halterung für Handprobe	1 Stk



Ungeschirmte Kopfhörer

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
SP1800-10SP	Ungeschirmte Kopfhörer für Surpass Amplifier	1 Stk
SP1800-10SPLT	Ungeschirmte Kopfhörer für Surpass LT Amplifier	1 Stk



EMS Fotostimulator und Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
EMS2500-00	Fotostimulator mit Kabelset, Ständer auf Rollen und Arm Style A	1 Set
E8020-10	Fotostimulator inkl. Kabelset, ohne Arm, ohne Ständer	1 Stk
S8040-00	Ständer auf Rollen für EMS-Fotostimulator	1 Stk
E8020-00	Gelenkarm, Style A, weiß, leichte Armbewegungen (inkl. Tischhalterung)	1 Stk



ZUBEHÖR FÜR EMS-GERÄTE

Gelenkarme und Rollständer für Verstärker

Für Surpass (SP), Surpass LT (SP LT), Sienna (SEA), Sienna Ultimate (SU) Verfügbar zur Gerätewagenbefestigung (TF) und Tischbefestigung (DF)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
ATF	Verstärkerarm, TF, verstärkte Positionierung, für SP, SP LT, SEA	1 Stk
ATF-SU	Verstärkerarm, TF, verstärkte Positionierung, für SU	1 Stk
ADF	Verstärkerarm, DF, verstärkte Positionierung, für SP, SP LT, SEA	1 Stk
ADF-SU	Verstärkerarm, DF, verstärkte Positionierung, für SU	1 Stk
E8020-DF	Gelenkarm, DF, leichte Bewegungen, für SP, SP LT, SEA	1 Stk
E8020-DF-SU	Gelenkarm, DFB, leichte Bewegung, für SU	1 Stk
E8020-TF	Gelenkarm, TF, leichte Bewegungen, für SP, SP LT, SEA	1 Stk
E8020-TF-SU	Gelenkarm, TF, leichte Bewegung, für SU	1 Stk
SAF	Rollständer mit Halterung für Sienna Ultimate Verstärker	1 Stk
SAF_spec	Rollständer mit Halterung für Sienna Ultimate Mehrkanalverstärker	1 Stk
SAF_spec1	Rollständer mit Halterung für Sienna Ultimate 192 Kanal Verstärker	1 Stk
S8020-25	Halterung zur Befestigung von Sienna Ultimate 32 Kanal am Ständer	1 Stk



Tubal Insert Kopfhörer

Zur Verwendung mit Surpass und Surpass LT Verstärker

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
SP1800-30SP	ER3C audiometrischer Kopfhörer, 50 Ohm für Surpass	1 Stk
SP1800-30SPLT	ER3C audiometrischer Kopfhörer, 50 Ohm für Surpass LT	1 Stk



Elektrodeneingangsbuchsen

Eingangsbuchsen / Patientenbuchsen für alle gängigen Elektroden mit 1,5 mm Stecker

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
8R003688014F	Eingangsbuchse, 1,5 mm TP, Goldpin, Glasklar	1 Stk
8R003688001F	Eingangsbuchse, 1,5 mm TP, Goldpin, Schwarz	1 Stk
8R003688002F	Eingangsbuchse, 1,5 mm TP, Goldpin, Rot	1 Stk
8R003688004F	Eingangsbuchse, 1,5 mm TP, Goldpin, Blau	1 Stk
8R003688006F	Eingangsbuchse, 1,5 mm TP, Goldpin, Gelb	1 Stk



Weitere Produkte gerne auf Anfrage!

EMG/NCS/EP Arbeitsplatz

Erfüllt Ihre klinischen und forschungsbezogenen Anforderungen und bietet ein Höchstmaß an Leistung und hervorragender Verstärker- SIGNALQUALITÄT



Surpass

Clinical and Research



Unser umfangreiches Angebot an klinischen Tests ermöglicht ein Maximum an Funktionalität und Effizienz nach über 30 Jahren klinischem Feedback und bietet FLEXIBLE WORKFLOWS für Routine- und fortgeschrittene klinische Anforderungen sowie für Forschungsumgebungen.

Surpass-Systeme integrieren die neueste Hardware-Verstärkertechnologie mit branchenführender Softwareprogrammierung und setzen die höchsten Standards für NCS-, EMG- und Evozierte-Potenzial-Studien.

Wir sind stolz auf unseren Ruf als führendes Unternehmen in unserem Fachgebiet:

Weltweit führend in der ELECTROPHYSIOLOGIE.



Surpass Merkmale umfassen:


- Tragbare, Desktop- und Systeme auf Gerätewagen
- 2, 4 oder 8 Kanal-Verstärker
- 2 unabhängige elektrische Stimulatoren
- In den Verstärker integrierte AEP- und VEP-Stimulatoren
- Umschaltbare bipolare Elektrodeneingänge (DIN & 1,5mm TP-Buchsen)
- Qualitätssortierte Mittelwertbildung mit kürzester Untersuchungszeit
- Fortgeschrittene AEP, Sprachstimulation
- Touchscreen-Steuerung
- Anpassbare Berichte mit MS Word®
- Interne Verstärkerschaltoption
- Flexibel und leicht aufrüstbar
- Geeignet für klinische und Forschungsdiagnostik
- Breiteste Palette an Softwareanwendungen

Ein wichtiges Diagnoseinstrument, das höchste Testqualität und Flexibilität für die anspruchsvollsten NCS-, EMG- und EP- Anforderungen bietet.




Surpass

Clinical and Research



Die Berichte sind leicht zu erstellen, benutzerdefinierbar und flexibel. Passen Sie Ihren Bericht einfach an, indem Sie die vorprogrammierten Vorlagen verwenden.

Übertragen Sie Ihre Untersuchungsergebnisse, Patienteninformationen und ausgewählte Spuren automatisch in den MS Word-Bericht. Speichern Sie den Bericht als Word oder PDF oder übertragen Sie ihn je nach Bedarf an das KIS (über HL7)



Der Einsatz der neuesten und fortschrittlichsten innovativen Technologie gewährleistet höchste Zuverlässigkeit, Leistung und Wertigkeit.



**Farbkodiertes
Bedienfeld**



**Aktive Stromstimulator
Handprobe**

Eine breite Palette von Softwareanwendungen:

Spontanes EMG, quantitatives EMG, AMUP-Analyse, Interferenzmusteranalyse, Einzelfaser-EMG, Free run EMG, Turns/Amplituden-EMG, SEP, VEP, SEP, BAER, ECOG, ENG, Multi EMG-Kanal im GPP-Programm, Chirp evozierte auditorische Hirnstamm Reaktion, P300, CNV, HRV und mehr.



Routine EMG/NCS/EP System

Erfüllt alle klinischen Routineanforderungen in einer „Verstärker/Headbox“ – Lösung.



Surpass LT


Clinical




Surpass LT Merkmale :

- Tragbare, Desktop- und Gerätewagen-basierte Systemlösungen
- NCS/EMG, NCS/EMG/EP und AEP-Versionen
- 2- oder 4-Kanal-Verstärker
- 1-Kanal-Stromstimulator
- Im Verstärker integrierte EP-Stimulatoren
- 4 bipolare Elektrodeneingänge (DIN und 1,5mm TP-Buchsen)
- **Qualitätssortierte Mittelwertbildung mit kürzester Untersuchungszeit**
- “Bedienpanel”-Steuerung
- Anpassbare Berichte mit MS Word®
- Interne Verstärkerschaltoption
- Flexibel und leicht aufrüstbar
- Geeignet für alle klinischen Routineanwendungen
- Breite Palette von Softwareanwendungen

LED Blitzbrille



Kopfhörer



Unser umfangreiches Angebot an klinischen Tests für Surpass LT ermöglicht ein Maximum an Funktionalität und Effizienz nach über 30 Jahren klinischem Feedback und bietet einen FLEXIBLEN WORKFLOW für routinemäßige und fortgeschrittene klinische NCS/EMG/SSEP-Anforderungen sowie Routinetests für AEP und VEP.


Surpass LT – ein wichtiges Diagnoseinstrument, das höchste Testqualität und Flexibilität für die anspruchsvollsten Anforderungen der klinischen Neurophysiologie bietet.



Ausgezeichnete Leistung, mit hervorragender SIGNALQUALITÄT des Verstärkers


Surpass LT

Clinical



Die Berichte sind leicht zu erstellen, benutzerdefinierbar und flexibel. Passen Sie Ihren Bericht einfach an, indem Sie die vorprogrammierten Vorlagen verwenden.

Übertragen Sie Ihre Untersuchungsergebnisse, Patienteninformationen und ausgewählte Kurven automatisch in den MS Word-Bericht. Speichern Sie den Bericht als Word oder PDF oder übertragen Sie ihn je nach Bedarf an das KIS (über HL7).



Aktive Stromstimulator
Handprobe

Farbkodiertes
Bedienfeld



Der Einsatz der neuesten und fortschrittlichsten innovativen Technologie gewährleistet höchste Zuverlässigkeit, Leistung und Wertigkeit.

Breite Palette von Softwareanwendungen umfassen:

Spontanes EMG, Quantitatives EMG
AMUP-Analyse, IPA Analyse,
Einzelfaser-EMG, Spontan-EMG,
Turn/Amplitude EMG, SEP,
VEP, SEP, BAER, ECOG, Mehrkanal
EMG im GPP-Programm, HRV und mehr.




EEG Verstärker für die Forschung

Ein Hochleistungs-EEG Verstärker für die Forschung, eine integrierte, einfache Lösung, vollständig kompatibel mit unserem weltweit führenden Sienna Ultimate



Sienna

Electroenzephalograph



Sienna Produktmerkmale:

- 40-160 Kanal USB-Verstärker
- Innovative LED Impedanzprüfung am Verstärker
- Bis zu 8 kHz Abtastrate/Kanal
- 15 schaltbare bipolare Eingänge
- 8-Bit-Triggereingang für ERP-Anwendungen
- Steckverbinder mit hoher Dichte für erweiterte Patientenbrause
- LED-Fotostimulator
- Hochauflösendes Video H.264 mit mehreren Kameraoptionen
- Softwaregesteuertes Schwenken/Neigen/Zoomen
- Erhältlich als Gerätewagen-, Rollständer-, Desktop-Variante, oder auch als tragbares System

Software options

- Software zur Aufzeichnung und Wiedergabe
- Digitales Full-HD-Video
- FFT-Spektralanalyse
- Compressed Spectral Array
- Compressed Density Array
- Amplituden-Mapping
- ERP-Software
- Tonwiedergabe
- Erweiterte Analyseprogramme
- kompatibel mit BESA

Alle Produkte der Sienna-Produktgruppe arbeiten unter MS Windows, so dass die Datenausgabeformate völlig identisch sind.

Dieser Ansatz schafft eine vollständige, effiziente Datenbank, die Ihre Interaktion innerhalb der Sienna-Produktgruppe zu einer einfachen Aufgabe macht.

Clinical EEG Applications

Die Produkte unserer EEG-Produktpalette decken das gesamte Spektrum der klinischen Anwendungen von Routine-EEG-Workstation bis zu den Langzeit-Mehrkanalaufzeichnungen mit digitalem Video und Vernetzung




Sienna

Electroenzephalograph


Effiziente und flexible Datenverwaltung

Eine einheitliche Betriebssystemphilosophie ermöglicht die Erstellung einer zentralen Patientendatenbank. Folglich können Patientendaten von verschiedenen Aufzeichnungsgeräten in einer einzigen Patientendatei gespeichert werden was einen einfachen Zugriff, Datenabruf, Überprüfung und Berichterstattung ermöglicht.


Vollständig HL7-konform bietet das System ein hohes Maß an Flexibilität bei Netzwerklösungen.



FFT/Mapping



ERP Analyse




ICU Monitoring


Workflow Manager

In einer Umgebung mit mehreren EEG-Stationen ermöglicht die Sienna-Designphilosophie den Benutzern, problemlos zwischen verschiedenen Stationen, ohne dass zusätzliche Schulungen auf separaten Plattformen erforderlich sind. Darüber hinaus enthält die Sienna-Software den integrierten "Workflow Manager", der das Aufzeichnen, Überprüfen und Archivieren von Daten mit oder ohne Video einfach und mühelos macht.

Besa wissenschaftliche Analyse



ERP Analyse
Mittelwertbildung



Quellenanalyse und
Bildgebungsmittlung



Individuelle 4-
lagige FEM-
Kopfmodelle



Der elektrophysiologische Verstärker mit unglaublicher 32 bit-Auflösung, einer Abtastfrequenz von 1 MHz in SAR-Technologie und mit integrierter WiFi+LAN Funktionalität



Sienna ULTIMATE

32 bit




JETZT MIT
DIAMANTSCHARFER
32 BIT AUFLÖSUNG



Routine-EEG-Arbeitsplatz mit 10/20 LED
Patientenbrause und höhenverstellbarem
Gerätewagen

- ✓ Echtzeit Aufnahme und Überwachung
- ✓ Bidirektionale Kommunikation über das "Ultimate"
- ✓ Echtzeit Spike und Anfallserfassung
- ✓ Aufrüstbar bis 192 Kanäle (drei 64-Kanal Module)

Das "Ultimate" an Leistung



Hauptmerkmale von Sienna Ultimate 32 bit

- ✓ EEG-Verstärker mit 32/64 Kanälen
- ✓ Eingebaute Impedanzkontrolle an der 10/20 Headbox
- ✓ Eingebautes Intercom mit Lautsprecher und Mikrofon
- ✓ Eingebauter 3-Achsen-Lagesensor
- ✓ Einfach und bequem zu bedienen
- ✓ Eingebaute SaO2-Schnittstelle
- ✓ Synchrone Videoüberwachung mit Dual-Kamera-Modus
- ✓ LAN-Schnittstelle (kabelgebunden)
- ✓ WiFi-Schnittstelle
- ✓ Interner Lilon-Akku (kabelgebunden & ambulant)
- ✓ Tasche mit externem Akkupack für den ambulanten LTM Einsatz
- ✓ 32 GByte interne Speicherkarte
- ✓ Bis zu 4kHz Abtastfrequenz (pro Kanal)
- ✓ 8 Bit optionaler Triggereingang
- ✓ Stand-, Rollständer- und tragbare Konfigurationen

Sienna Ultimate ist ein flexibles System für routinemäßige EEG, LTM, ambulante EEG, Epilepsieüberwachung (EMU), Schlafstudien (PSG), ICU Neuroüberwachung, NICU/aEEG und ERP Anwendungen.



Sienna ULTIMATE

32 bit

Der Sienna ULTIMATE 32-Bit EEG/PSG-Verstärker kann mit Headboxen wie z.B. LTM, PSG (Schlaf), EEG+CFM, 10/20 und 32-Kanal bipolarem EMG für die Sportmedizin leicht konfiguriert werden, indem die Headboxen am Verstärker einfach ausgetauscht werden. Der 150 Gramm leichte Verstärker verfügt über eine Patientenalarm-/Ereignistaste sowie einen Körperpositionssensor, der Informationen über die "Lageänderungen" des Patienten („fall over detection“) an die Schwesternstation übertragen kann.

Softwareanwendungen

- EEG Aufnahme und Wiedergabe
- CSA
- DSA
- Brain Mapping
- Digitales Full HD Video
- CFM
- ICU/NICU Neuromonitoring
- Echtzeit Spikeerkennung
- Echtzeit Anfalsserkennung
- Quellenlokalisierung
- Sound Playback
- Polysomnographie (manuell)
- Schlafsoftware
- PSG Trend Analyse
- ERP
- BESA Kompatibilität

Patientenbrausen für folgende Anwendungen sind verfügbar:

10/20 LED Patientenbrause mit Impedanzkontrolle



Sowie EEG, 10/20, numerische, PSG, EEG/CFM, ERP, BM, Cortical Stimulation und mehr



Tragbare Version



EMS Fotostimulator



Beispiel für die ambulante Anwendung




EMS Neurostimulator



Der eigenständige, innovative,
mehrkanalige *Kortikale Stimulator*

EMS
Neurostimulator




DIREKT KOMPATIBEL MIT
SIENNA ULTIMATE
CORTICAL-HEADBOX

Der **EMS Neurostimulator** ist ein „All-in-One“ System mit eingebautem Konstantstromstimulator und einer Schaltmatrix mit bis zu 192 Kanälen. Es wird zur elektrischen kortikalen Stimulation, direkten Nervenstimulation und Muskelstimulation verwendet.

EMS Neurostimulator

Eigenschaften

- Eigenständiges System mit EMS Neurostimulator Software
- Bis zu 192 Schaltkanäle in einem System
- Windows-basierte Anwendungssoftware
- Vom Benutzer konfigurierbare Stimulusparameter
- Remote control fähig
- USB-Interface
- Vordefinierte Stimulus-Protokolle
- Liefert positive, negative und biphasische Impulse
- Einzel-, Dauer- und Train-Impulsmodus
- Hardware- und Software-Stopptasten
- Vordefinierte Protokolle speicher- und ladbar.
- Zeigt den gelieferten Strom und die Spannung an
- Zeigt den berechneten Elektrodenwiderstand an




Expertise in Medical Solutions

Neurologische Überwachung schwerkranker Säuglinge



Unique⁺ CFM

Cerebral Function Monitor



Das Unique+ CFM kann schnell für das ein- oder zwei-Kanal aEEG eingerichtet werden. Dies bietet dem Benutzer sowohl unipolare als auch bipolare Anwendungen.

Zusätzlich sind 2 benutzerdefinierbare Kanäle verfügbar.

Das Hauptmenü kann eine Vielzahl von Informationen, basierend auf den Präferenzen des Benutzers, anzeigen. Diese Präferenzen sind im Setup einstellbar.

Unique⁺ CFM

Weiterführende Analyse

Bildschirmanzeige Compressed Spectral Array (CSA) und Density Spectral Array (DSA) zur Messung der Frequenz.

Anzeige der SpO₂- und Herzfrequenzmessung neben aEEG Anzeige.

Echtzeitunterstützung mit dem virtuellen AnyDesk Supportsystem.

Videoaufnahme

Die CFM-Überwachung (auch aEEG oder CFAM) wird bei der Diagnose von Hirnverletzungen eingesetzt. Die amplitudenintegrierte Elektroenzephalographie (aEEG) liefert einen zeitlichen Trend der elektrokortikalen Hintergrundaktivität des Gehirns.

**Hardware vereint
Patientenbrause
und Verstärker in
einer Einheit**



UNIQUE⁺ CFM

Übersichtlich

- Hardware vereint Patientenbrause und Verstärker in einer Einheit
- Farbkodierte Benutzeroberfläche für eine schnelle und einfache Navigation
- Vereinfacht Konnektivität von Elektroden mit LED-Führungen für die ein- oder zweikanalige Verwendung.

Flexibel

- Batteriebetriebener Verstärker.
- Drahtlose Verbindung über Bluetooth oder kabelgebunden über USB

Aufschlussreich

- Über das KH-Netzwerk können die Daten mittels AnyDesk verwaltet werden.
- Ereignisdokumentation durch benutzerdefinierte Ereignismarker.

**EMS UNIQUE⁺ mit
Geräterollständer mit
medizinischem
Touchscreen PC**



Zubehörbestellungen:

Bestellungen für Zubehör

richten Sie bitte an:

auftrag@emsbiomed.com

Gerätebestellungen:

Bestellungen für EMS-Geräte

richten Sie bitte an:

sales@emsbiomed.com

Allgemeine Anfragen können Sie uns auch über das Kontaktformular auf unserer Website senden.



EMS Handels Gesellschaft m.b.H.

Jochingergasse 1
2100 Korneuburg
Österreich
UID Nr. ATU18380801
Tel. +43 2262 61655-0
www.emsbiomed.com